

SÉRIE LABORATOIRE



BALANCES ANALYTIQUES & BALANCES DE PRÉCISION

BALANCES DE LABORATOIRE

MODÈLE HA **06**

Résolution jusqu'à 0,1 mg
Portée jusqu'à 220 g

MODÈLE HZ **08**

Résolution jusqu'à 0,1 mg
Portée jusqu'à 220 g

MODÈLE HS **09**

Résolution jusqu'à 0,1 mg
Portée jusqu'à 210 g

MODÈLE HG **10**

Résolution jusqu'à 1 mg
Portée jusqu'à 1000 g

MODÈLE HL **11**

Résolution jusqu'à 10 mg
Portée jusqu'à 4100 g

ANALYSEUR DE MÉTAUX PRÉCIEUX

MODÈLE HLZ **12**

Résolution jusqu'à 1 mg
Portée jusqu'à 320 g



ANALYSEUR D'HUMIDITÉ

MODÈLE HLV 14

Résolution jusqu'à 1 mg
Portée jusqu'à 120 g

BALANCES DE PRÉCISION

MODÈLE ADA 18

Résolution jusqu'à 1 mg
Portée jusqu'à 620 g

MODÈLE ADP 19

Résolution jusqu'à 10 mg
Portée jusqu'à 6200 g

MODÈLE BAR 20

Résolution jusqu'à 1 mg
Portée jusqu'à 6000 g

MODÈLE BAT 20

Résolution jusqu'à 5 mg
Portée jusqu'à 3000 g

MODÈLE ACM 21

Résolution jusqu'à 10 mg
Portée jusqu'à 6000 g

MODÈLE ABS 21

Résolution jusqu'à 50 mg
Portée jusqu'à 30000 g

MODÈLE TH 22

Résolution jusqu'à 100 mg
Portée jusqu'à 5000 g

ACCESSOIRES

COUPEUR D'ÉCHANTILLONS 22

CÂBLES RS232 22

ADAPTATEURS DE CROISEMENT 22

IMPRIMANTES 23

POIDS DE PRÉCISION

POIDS F1-M1 ACIER INOXYDABLE 25

JEUX DE POIDS F1-M1 26

POIDS M1 ACIER CHROMÉ 27

CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS ENAC BALANCES 30

CERTIFICATIONS ENAC POIDS 30

CERTIFICATIONS ENAC COFFRETS 31

RÉÉTALONNAGE 31

ENTREPRISE & SECTEURS

Balances de laboratoire

BALANCES DE HAUTE PRÉCISION

Série de balances de laboratoire haute précision, conçues pour analyser le poids des matériaux avec une résolution allant jusqu'à 0,1 mg.

Les nouvelles balances analytiques et de précision avec bloc de compensation et étalonnage* automatique vous fourniront des résultats précis dans les plus brefs délais. Leur fonctionnement est particulièrement simple. Sans besoin d'installer de logiciel et avec une interface intuitive, les nouvelles balances de laboratoire sont parfaites pour l'analyse des données grâce au calcul statistique et aux autres fonctions intégrées.

*En fonction du modèle





MODÈLE HA



MODÈLE HZ



MODÈLE HS



MODÈLE HG



MODÈLE HL

FAITS SAILLANTS

- » Structure en fonte métallique. Supprime les effets des orages ou les interférences électromagnétiques provenant d'autres appareils. Protège le capteur de pesage des perturbations externes.
- » Étalonnage interne automatique avancé. Modèles disponibles avec étalonnage interne automatique. La balance détecte les changements de température, les changements de lieu, etc., et s'étalonne automatiquement afin de garantir des résultats plus précis.

APPLICATIONS

- » Les modèles de laboratoire sont conçus pour faciliter les processus d'analyse, les applications quotidiennes ou les procédures plus complexes en laboratoire et dans l'industrie.


AVANTAGES

- » Grande facilité d'utilisation. Appareil avec écrans de guidage des menus et des fonctions.
- » Détermination de la densité. Permet de déterminer la densité des matériaux solides. (modèle HLZ).
- » Étalonnage de pipette. Permet l'étalonnage des pipettes d'analyse des liquides utilisées en laboratoires. Lors des travaux quotidiens en laboratoires, il est fondamental que les pipettes utilisées lors des expérimentations avec des liquides soient parfaitement étalonnées en permanence.
- » Statistiques. Les utilisateurs peuvent obtenir les statistiques des données enregistrées dans la balance. Des données telles que le nombre de lectures, la moyenne, la valeur minimale, la valeur maximale, l'écart-type, la différence et le coefficient de variation sont précisées.

Balance laboratoire

Résolution jusqu'à 0,1 mg

Portée jusqu'à 220 g



RS232



RS232

Port RS232 qui permet une connectivité simple avec les ordinateurs, les contrôleurs PLC et les imprimantes.



U



PCS



PERCEN

Fonctions principales: Détermination par pourcentage, checkweigher, comptage de pièces, statistiques, totalisation.




BALANCE ANALYTIQUE

Balance analytique de haute précision avec coupe-vent en verre et portes latérales, écran extensible pour éviter les vibrations et orifice de pesée intégré.

CARACTÉRISTIQUES:

- » Écran LCD rétro-éclairé avec rétroéclairage blanc séparé de la structure de la balance.
- » 7 chiffres de 15 mm à l'écran avec des messages en guise de guidage pour l'utilisateur.
- » 7 touches de fonctions directes.
- » Cage de pesée, avec plus d'espace pour les échantillons.
- » Peds réglables qui permettent une plus grande stabilité pour des résultats précis.
- » Niveau à bulle.
- » Temps de réponse 4-5 sec.
- » Unités de mesure multiples: g, ct, lb, oz.
- » Pesée inférieure
- » Modèles disponibles avec étalonnage interne (261371 y 261372).
- » RS232.
- » 4 types envoi à PC:
 - » Continue: envoi de données en continue à PC.
 - » Envoi de données à PC avec poids stabilisé.
 - » Envoi de données à PC sur demande.
 - » Envoi manuel de données.
- » Système de pesage avec bloc de compensation électromagnétique.




Balance analytique	
Température de fonctionnement	20°C à 25°C
Alimentation	avec transformateur 100-240Vac 50-60Hz
Type de cage	grande cage de pesée
Pesée inférieure	oui
RS232	DB9 femelle
Imprimante	externe
Réglementation CE	Oui
Dimensions (mm)	300 x 320 x 470
Poids net (kg)	8,6
Poids emballage (kg)	14
Dimensions emballage (mm)	580 x 400 x 520

#Code	Portée (g)	Résolution (g)	Répétabilité (mg)	Linéarité (+/-)	Dimensions du plateau (mm)	Étalonnage interne	Auto étalonnage	Poids d'étalonnage (g)	Classe
261373	120	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90	-	non	50 (E2)	I
261374	220	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90	-	non	100 (E2)	I
261371	120	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90		oui	-	I
261372	220	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90		oui	-	I

Balance laboratoire

Résolution jusqu'à 0,1 mg
Portée jusqu'à 220 g



Balance analytique haute précision (0,0001 g) rapide et précise pour une utilisation en laboratoire et dans l'industrie. Résultats rapides (moins de 3 secondes). Cage de pesée haute résistance et fonctionnalité qui garantit la protection face aux effets externes pour une plus grande précision. Plateau en acier inoxydable. Modèles disponibles avec étalonnage interne et étalonnage automatique (HZ120I et HZ220I) ou externe (HZ120 et HZ220).

CARACTÉRISTIQUES:

- » Écran LCD rétro-éclairé permettant une visualisation excellente avec protection avancée de la vue (ADVANCED EYE PROTECTION).
- » 8 chiffres de 15 mm à l'écran avec des messages en guise de guidage pour l'utilisateur.
- » 7 touches de fonctions directes.
- » Boîtier supérieure en ABS et plateau en acier inoxydable.
- » Structure de la balance robuste en fonte métallique pour la protection face aux effets des orages et aux interférences électromagnétiques.
- » Cage de pesée (disponible selon le modèle), avec plus d'espace pour les échantillons.
- » Quatre pieds réglables qui permettent une plus grande stabilité pour des résultats précis.
- » Niveau à bulle.
- » Temps de réponse 2 à 3 sec.
- » Unités de mesure multiples: gramme, kilogramme, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, milligramme, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, bath.
- » Pesée inférieure
- » Modèles disponibles avec étalonnage interne (HZ-I).
- » RS232, format PC et imprimante.
- » 3 types envoi à PC:
 - » Continue: envoi de données en continue à PC.
 - » Ald: envoi de données à PC avec poid stabilisé.
 - » Req: envoi de données à PC sur demande.
- » GLP/GMP.
- » Livré avec: housse de protection et blister.
- » Système de pesage avec bloc de compensation électromagnétique.

Balance analytique

Température de fonctionnement	18°C à 30°C
Alimentation	avec transformateur 100-240VAC 50-60Hz
Type de cage	Grande cage de pesée
Pesée inférieure	oui
RS232	DB9 femelle
Imprimante	externe
Réglementation CE	oui
Dimensions (mm)	210 x 342 x 355
Poids net (kg)	4,8
Poids emballage (kg)	7,5
Dimensions emballage (mm)	340 x 500 x 530

#Code	Portée (g)	Résolution (g)	Répétabilité (mg)	Linéarité (+/-)	Dimensions du plateau (mm)	Étalonnage interne	Auto étalonnage	Poids d'étalonnage (g)	Classe
260353	120	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90		oui	-	I
260355	220	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90		oui	-	I
260352	120	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90	-	non	50 (E2)	I
260354	220	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90	-	non	100 (E2)	I

Balance de haute précision (0,1 mg), rapide et précise pour une utilisation en laboratoire et dans l'industrie. La cabine coupe-vent à ouverture latérale offre une précision fiable, même avec des échantillons très légers.

Les modèles 261369 et 261370 permettent un calibrage automatique grâce à l'utilisation d'un poids interne.

Balance laboratoire

Résolution jusqu'à 0,1 mg
Portée jusqu'à 210 g



CARACTÉRISTIQUES:

- » Écran LCD rétro-éclairé.
- » 8 chiffres de 15 mm à l'écran avec des messages en guise de guidage pour l'utilisateur.
- » 6 touches de fonctions directes.
- » Plateau en acier inoxydable.
- » Cage de pesée, avec plus d'espace pour les échantillons.
- » Peds réglables qui permettent une plus grande stabilité pour des résultats précis.
- » Niveau à bulle.
- » Temps de réponse 4 sec.
- » Unités de mesure multiples: g, ct, lb, oz.
- » Modèles disponibles avec étalonnage interne (261369 y 261370).
- » RS232, format PC et imprimante.
- » 4 types envoi à PC:
 - » Continue: envoi de données en continue à PC.
 - » Envoi de données à PC avec poid stabilisé.
 - » Envoi de données à PC sur demande.
 - » Envoi manuel de données.
- » Système de pesage avec bloc de compensation électromagnétique.



Balance analytique	
Température de fonctionnement	10°C à 30°C
Alimentation	avec transformateur 100-240Vac 50-60Hz
Type de cage	Grande cage de pesée
Pesée inférieur	non
RS232	DB9 femelle
Imprimante	externe
Réglementation CE	oui
Dimensions (mm)	230 x 310 x 330
Poids net (kg)	4,4
Poids emballage (kg)	7,2
Dimensions emballage (mm)	370 x 485 x 450

#Code	Portée (g)	Résolution (g)	Répétabilité (mg)	Linéarité (+/-)	Dimensions du plateau (mm)	Étalonnage interne	Auto étalonnage	Poids d'étalonnage (g)	Classe
261367	120	0,0001	0,2	0,4 mg	Ø90	-	no	100 (E2)	I
261368	210	0,0001	0,2	0,4 mg	Ø90	-	no	200 (E2)	I
261369	120	0,0001	0,2	0,4 mg	Ø90		sí	-	I
261370	210	0,0001	0,2	0,4 mg	Ø90		sí	-	I

Balance laboratoire

Résolution jusqu'à 1 mg
Portée jusqu'à 1000 g



Balance d'une excellente précision (0,001 g), rapide et précise pour une utilisation en laboratoire et dans l'industrie. Modèles disponibles avec étalonnage interne et étalonnage automatique (HG320I, HG420I et HG1000I) ou externe (HG320, HG420 et HG1000).

CARACTÉRISTIQUES:

- » Écran LCD rétro-éclairé permettant une visualisation excellente avec protection avancée de la vue (ADVANCED EYE PROTECTION).
- » 8 chiffres de 15 mm à l'écran avec des messages en guise de guidage pour l'utilisateur.
- » 7 touches de fonctions directes.
- » Boîtier supérieure en ABS et plateau en acier inoxydable.
- » Structure de la balance robuste en fonte métallique pour la protection face aux effets des orages et aux interférences électromagnétiques.
- » Cage de pesée (disponible selon le modèle), avec plus d'espace pour les échantillons.
- » Quatre pieds réglables qui permettent une plus grande stabilité pour des résultats précis.
- » Niveau à bulle.
- » Temps de réponse 2 à 3 sec.
- » Unités de mesure multiples: gramme, kilogramme, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, milligramme, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, bath.
- » Crochet inférieur de pesée.
- » Température de fonctionnement comprise entre 15 °C et 30 °C.
- » Modèles disponibles avec étalonnage interne (HG-I).
- » RS232, format PC et imprimante.
- » 3 types envoi à PC:
 - » Continue: envoi de données en continue à PC.
 - » Ald: envoi de données à PC avec poid stabilisé.
 - » Req: envoi de données à PC sur demande.
- » GLP/GMP.
- » Livré avec: housse de protection et blister.
- » Système de pesage avec bloc de compensation électromagnétique.

Balance analytique	
Température de fonctionnement	15°C à 30°C
Alimentation	avec transformateur 100-240VAC 50-60Hz
Type de cage	Grande cage de pesée
Pesée inférieur	oui
GLP/GMP	oui
Formulation	Nombre maximum de poids 99
RS232	DB9 femelle
Imprimante	externe
Réglementation CE	oui
Dimensions (mm)	211 x 342 x 170
Poids net (kg)	4,8
Poids emballage (kg)	7,5
Dimensions emballage (mm)	400 x 500 x 325

#Code	Portée (g)	Résolution (g)	Répétabilité (mg)	Linéarité (+/-)	Dimensions du plateau (mm)	Étalonnage interne	Auto étalonnage	Poids d'étalonnage (g)	Classe
260342	320	0,001	0,01	0,002 mg	128 x 128	-	non	200 (F1)	II
260344	420	0,001	0,01	0,002 mg	128 x 128	-	non	200 (F1)	II
260340	1000	0,001	0,01	0,002 mg	128 x 128	-	non	500 (F1)	II
260343	320	0,001	0,01	0,002 mg	128 x 128		oui	-	II
260345	420	0,001	0,01	0,002 mg	128 x 128		oui	-	II
260341	1000	0,001	0,01	0,002 mg	128 x 128		oui	-	II

Balance de précision (10 mg) qui combine un design esthétique et robuste à une grande fonctionnalité et une simplicité d'utilisation grâce à l'écran de guidage des menus.

Balance laboratoire

Résolution jusqu'à 10 mg
Portée jusqu'à 4100 g



CARACTÉRISTIQUES:

- » Écran LCD rétro-éclairé permettant une visualisation excellente avec protection avancée de la vue (ADVANCED EYE PROTECTION).
- » 8 chiffres de 15 mm à l'écran avec des messages en guise de guidage pour l'utilisateur.
- » 7 touches de fonctions directes.
- » Boîtier supérieure en ABS et plateau en acier inoxydable.
- » Structure de la balance robuste en fonte métallique pour la protection face aux effets des orages et aux interférences électromagnétiques.
- » Quatre pieds réglables qui permettent une plus grande stabilité pour des résultats précis.
- » Niveau à bulle.
- » Temps de réponse 2 à 3 sec.
- » Unités de mesure multiples: gramme, kilogramme, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, milligramme, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, bath.
- » Pesée inférieure
- » Température de fonctionnement comprise entre 15 °C et 30 °C (selon le modèle).
- » Modèles disponibles avec étalonnage interne (HL-I).
- » RS232, format PC et imprimante.
- » 3 types envoi à PC:
 - » Continue: envoi de données en continue à PC.
 - » Aid: envoi de données à PC avec poids stabilisé.
 - » Req: envoi de données à PC sur demande.
- » GLP/GMP.
- » Livré avec: housse de protection et blister.
- » Système de pesage avec bloc de compensation électromagnétique.



Balance analytique	
Température de fonctionnement	15°C à 30°C
Alimentation	avec transformateur 100-240Vac 50-60Hz
Type de cage	sans cage
Pesée inférieure	oui
RS232	DB9 femelle
Imprimante	externe
Réglementation CE	oui
Dimensions (mm)	211 x 342 x 100
Poids net (kg)	4,8
Poids emballage (kg)	7,5
Dimensions emballage (mm)	500 x 410 x 330


#Code	Portée (g)	Résolution (g)	Répétabilité (mg)	Linéarité (+/-)	Dimensions du plateau (mm)	Étalonnage interne	Auto étalonnage	Poids d'étalonnage (g)	Classe
260346	3100	0,01	0,01	0,002 mg	198 x 205	-	non	1500 (F1)	II
260348	4100	0,01	0,01	0,002 mg	198 x 205	-	non	2000 (F1)	II
260347	3100	0,01	0,01	0,002 mg	198 x 205		oui	-	II
260349	4100	0,01	0,01	0,002 mg	198 x 205		oui	-	II

Analyseur de métaux précieux

ANALYSEUR DE HAUTE PRÉCISION

Résolution jusqu'à 1 mg

Portée jusqu'à 320 g



DESCRIPTION

- » La technologie et la précision sont fondées sur le principe de compensation électromagnétique des forces, connu pour sa précision, son exactitude, sa stabilité et sa répétitivité.

APLICACIONES

- » Il différencie efficacement l'or, le platine et l'argent réel des autres alliages. Il utilise une méthode non-destructive de mesure de la pureté sans endommager ou rayer l'échantillon.

BENEFICIOS

- » Son fonctionnement est rapide et simple et le temps de mesure est très rapide, pas plus de 15 / secondes par mesure.
- » Une haute résolution de pesée (0,001 g) offre la flexibilité nécessaire pour mesurer la densité relative avec une grande précision.
- » Il permet également de mesurer la pureté d'échantillons plus petits ayant un poids minime.
- » Détermination de la densité. Permet de déterminer la densité des matériaux solides.




ANALYSEUR DE MÉTAUX PRÉCIEUX

Le balance HLZ est un instrument haute précision d'analyse du métal, conçu pour étudier la pureté des métaux en fonction de leur densité relative.

CARACTÉRISTIQUES:

- » Métaux analysables: or, platine, argent, or blanc et leurs alliages. Autres métaux ou objets solides ou en caoutchouc afin de mesurer leur densité relative.
- » Écran LCD rétro-éclairé avec des LED.
- » 4 pieds réglables.
- » Niveau à bulle.
- » Unités de mesure multiples: gramme, kilogramme, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, milligramme, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, bath.
- » Différents alliages configurables pour les unités.
- » Densité relative en carats ou en pourcentage.
- » 4 filtres de stabilité.
- » Système antiviol (câble de verrouillage).
- » Pesée inférieur
- » Connecteur pour interrupteur à pied (footer).
- » Sortie RS232.
- » Communication directe avec le PC (Windows XP ou versions inférieures) qui permet le transfert du résultat vers n'importe quelle application Windows, telle que MS Word, MS Excel, en utilisant le câble standard RS232 sans aucun logiciel spécialisé (pour les systèmes ultérieurs à Windows XP, l'installation du pack gratuit AAC Keys est nécessaire).
- » ISO/GLP/CMP.
- » Étalonnage externe.
- » Livré avec: housse de protection et blister.
- » Standby automatique (programmable Off, 1, 5 et 10 minutes).
- » Système de pesage avec bloc de compensation électromagnétique.



Balance analytique		Alliage	Métal primaire	Alliage de métal
Poids min. échantillon	2 g	Au.Cu (por defecto)	Or	Cuivre
Pesée dans l'air (mm)	108 x 100	Au. Ag.	Or	Argent
Pesée dans le liquide (mm)	100 x 92	Au.Cu. Ag	Or	Cuivre + argent (proportions égales)
Température de travail	10°C à 30°C	Pt.Ni	Platine	Nickel
Alimentation	100-240VAC 50-60Hz	Pt.Pd	Platine	Palladium
Poids net (kg)	6,4	SIL	Argent	-
Dimensions (mm)	212 x 342 x 270	WG	Or blanc	-
Poids emballage (kg)	7,9	SG	Densité relative	-
Dimensions emballage (mm)	500 x 380 x 510	C1 a C5	Personnalisés (L'utilisateur peut programmer librement jusqu'à 5 alliages)	Peut être librement programmé par l'utilisateur

#Code	Portée (g)	Résolution (g)	Répétabilité (mg)	Linéarité (+/-)	Étalonnage interne	Auto étalonnage	Poids d'étalonnage (g)	Classe
260351	320	0,001	1	3 mg	-	no	100 (E2)	II

Analyseur d'humidité

Résolution jusqu'à 1 mg

Portée jusqu'à 120 g



DESCRIPTION

- » Ce type d'appareil nécessite des environnements propices assurer d'une très grande répétabilité des analyses en limitant l'exposition aux vibrations.
- » Excellente précision dans toutes les conditions d'éclairage grâce à la configuration de contraste et à l'option permettant d'inverser les couleurs de l'écran.
- » Plateau d'échantillon amovible pour son nettoyage et protection contre l'introduction de matière solide.
- » Mémoire interne permettant d'enregistrer jusqu'à 1.000 résultats (Method/Batchwise).

APPLICATIONS

- » L'analyseur d'humidité est idéal en tant qu'appareil de mesure et d'analyse lors d'inspections du point d'entrée des produits de la ligne de production et du contrôle de qualité.

AVANTAGES

Le analyseur d'humidité HLV facilite le travail et améliore la rapidité des procédures, grâce aux propriétés suivantes:

- » Analyse rapide et haute précision, processus uniforme et temps inter-mesures plus court.
- » Détermination rapide des paramètres et des modes de séchage et configuration de critères automatiques et intelligents de veille automatique.
- » Séchage optimal sans risque de destruction de l'échantillon. Grande flexibilité d'analyse d'une large gamme d'échantillons et de stockage des données et des résultats.
- » Formats éditables permettant d'imprimer les résultats des analyses et les statistiques des différents échantillons. Sa grande précision et sa fonction de pesée permettent également d'utiliser l'appareil en tant que balance poids uniquement.



ANALYSEUR D'HUMIDITÉ


La balance HLV permet détermination rapide et fiable de la teneur en humidité des substances liquides, pâteuses et solides, conformément à la méthode de thermogravimétrie. Balance avec bloc de compensation magnétique pour la pesée.

Sa lampe halogène infrarouge fournit une chaleur uniforme qui permet une analyse rapide :

- » 5 modes séchage programmables et augmentation de la température sélectionnable (en mode séchage « steps »).
- » Représentation graphique du séchage avec accès à la courbe des résultats lors de l'échantillonnage.

CARACTÉRISTIQUES:

- » Correction automatique de la température.
- » Poids minimum de l'échantillon: 0,2g.
- » Résolution de l'humidité: 0,01%.
- » Résultats % humidité / % matière solide: %M, %D, %R, G/L, %M Atro, %D Atro.
- » GLP configurables par l'utilisateur.
- » Étalonnage externe.
- » Écran LCD matriciel.
- » Gamme de température de travail: 30°C à 200°C.
- » Gamme de température de séchage: 30°C à 175°C.
- » Gamme de température standby: 30°C à 100°C.
- » Mémoire du processus de séchage: 40 method x 25 results / 1000 batchwise.
- » Affichage du séchage (fenêtre frontale et graphique à l'écran).
- » Critère de veille automatique configurable: automatique, manuel, défini par l'utilisateur poids / temps défini par l'utilisateur par % d'unité / temps intelligent
- » Mots de passe d'utilisateurs.
- » Langue: Anglais.
- » Accessoires de série: sonde de température, 25 plateaux pour échantillon inclus, housse de protection, blister et câble RS232
- » Alimentation 230Vac 50Hz.



Analyseur d'humidité

Poids net (kg)	6,4
Dimensions (mm)	211 x 342 x 187
Poids emballage (kg)	7,9
Dimensions emballage (mm)	325 x 390 x 285

#Code	Portée (g)	Résolution (g)	Répétabilité (poids = 2g)	Résolution de l'humidité	Dimensions cage (mm)	Étalonnage interne	Auto étalonnage	Poids d'étalonnage (g)	Classe
260350	120	0,001	1%	0,01%	211 x 342 x 187	-	no	100	II

Balances de précision

BALANCES DE PRÉCISION POUR CAPACITÉS ÉLEVÉES

Série de balances de précision conçues pour analyser le poids des matériaux avec une résolution allant jusqu'à 1-10 mg.

Les modèles ADA-ADP, conçus et réalisés pour accélérer les processus d'analyse dans les applications quotidiennes, sont remarquables.


Dans l'ensemble, la série de balances de précision utilise un système de pesage à cellule de charge qui vous donnera des résultats précis dans les plus brefs délais, grâce à une utilisation très simple. Aucune installation de logiciel n'est nécessaire et l'interface est très intuitive.



MODÈLE ADA



MODÈLE ADP



MODÈLE BAR



MODÈLE BAT



MODÈLE ACM



MODÈLE ABS



MODÈLE TH

FAITS SAILLANTS

- » Comptez sur la fiabilité et la qualité d'une balance Giropes avec les fonctionnalités dont vous avez vraiment besoin.
- » Les balances de précision de la marque Baxtran ont été conçues pour fournir des résultats de pesée efficaces et fiables dans votre travail quotidien. L'interface utilisateur simple et clairement structurée, l'assignation logique des touches et l'excellente lisibilité sont des caractéristiques idéales pour un fonctionnement sans failles.

DESCRIPTION

- » L'écran rétroéclairé à fort contraste assure une excellente lisibilité. L'utilisation devient simple et rapide grâce aux touches de fonction qui facilitent la navigation et à l'indicateur de niveau facile à lire situé à l'avant.
- » Certains des modèles de la gamme sont équipés d'une cabine coupe-vent pour une plus grande sécurité de l'échantillon pendant le processus de pesage.

APPLICATIONS*

- » Pesage, pourcentage, comptage, pesage d'animaux et conversion des unités de masse.

AVANTAGES

- » Meilleur rapport qualité/prix.
- » Guide facile à utiliser grâce aux programmes d'application de base intégrés et aux touches de fonction.
- » Des résultats de pesage précis et fiables.
- » Conception robuste et compacte pour une utilisation facile.
- » Protecteur facile à retirer pour un nettoyage rapide et complet.

* Les fonctions peuvent varier selon les modèles

Balance de précision

Résolution jusqu'à 1 mg
Portée jusqu'à 620 g



Balance de précision (0,001 g) rapide et précise pour une utilisation en laboratoire et dans l'industrie. Cette balance est conçue avec un verre de protection transparent afin d'assurer une plus grande fiabilité des pesées en évitant les perturbations extérieures.

CARACTÉRISTIQUES:

- » Écran LCD rétro-éclairé, chiffres de 15 mm.
- » Étalonnage externe.
- » Boîtier supérieure en ABS et plateau en acier inoxydable.
- » Cage de pesée, avec plus d'espace pour les échantillons.
- » Balance avec notification acoustique (buzzer).
- » Unités de mesure multiples: gramme, once, carat et pennyweight.
- » Système de pesage avec capteur de chargement.

Balance de précision	
Température de fonctionnement	10°C à 30°C
Alimentation	transformateur 100-240VAC 50-60Hz
Type de cage	Grande cage de pesée
Pesée inférieur	non
RS232	DB9 femelle
Imprimante	externe
Réglementation CE	oui
Dimensions (mm)	230 x 310 x 330
Poids net (kg)	4
Poids emballage (kg)	6
Dimensions emballage (mm)	440 x 330 x 400



#Code	Portée (g)	Résolution (g)	Répétabilité (mg)	Dimensions de plateau (mm)	Étalonnage interne	Auto étalonnage	Poids d'étalonnage (g)	Classe
261361	220	0,001	1	Ø115	-	non	F1	II
261362	420	0,001	1	Ø115	-	non	F1	II
261363	620	0,001	1	Ø115	-	non	F1	II

Balance de précision (0,01 g) avec une surface de pesage de Ø160 adaptée aux charges de plus de 6 kg. Conçue pour apporter de la précision pour les charges supérieures.

Balance de précision

Résolution jusqu'à 10 mg
Portée jusqu'à 6200 g



CARACTÉRISTIQUES:

- » Écran LCD rétro-éclairé, chiffres de 15 mm.
- » Étalonnage externe.
- » Boîtier supérieure en ABS et plateau en acier inoxydable.
- » Balance avec notification acoustique (buzzer).
- » Unités de mesure multiples: gramme, once, carat et pennyweight.
- » Système de pesage avec capteur de chargement.

Balance de précision	
Température de fonctionnement	10°C à 30°C
Alimentation	transformateur 100-240Vac 50-60Hz
Pesée inférieure	non
RS232	DB9 femelle
Imprimante	externe
Réglementation CE	oui
Dimensions (mm)	230 x 310 x 90
Poids net (kg)	2,3
Poids emballage (kg)	4
Dimensions emballage (mm)	430 x 320 x 180



# Code	Portée (g)	Résolution (g)	Répétabilité (mg)	Dimensions de plateau (mm)	Étalonnage interne	Auto étalonnage	Poids d'étalonnage (g)	Classe
261364	2200	0,01	10	Ø160	-	non	F1	II
261365	4200	0,01	10	Ø160	-	non	F1	II
261366	6200	0,01	10	Ø160	-	non	F1	II

BAR




Balance de précision

Résolution jusqu'à 1 mg

Portée jusqu'à 6000 g

Dimensions emballage: 240 x 260 x 340 mm

Poids emballage: 2,9 kg



CARACTÉRISTIQUES:

- » Écran LCD rétro-éclairé.
- » 6 digits de 15mm.
- » Calibration externe.
- » Plateau en acier inoxydable.
- » 7 touches.
- » Portées de 150 g jusqu'à 6000 g.
- » Précision de 0,001 jusqu'à 0,1 g selon des portées.
- » Boîtier en ABS.
- » Panneaux pour la protection contre l'air pour des balances de 150, 300 et 600 g.
- » 4 pieds réglables en hauteur.
- » Niveau à bulle.
- » Sortie RS232. Format PC et imprimante.
- » Température de fonctionnement: 0°C + 40°C.
- » Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240Vac 50-60Hz.
- » Batterie interne de 48 heures de durée.
- » Homologué en métrologie légale (voir dans le tableau **M**)
- » Système de pesage avec capteur de chargement.
- » Classe III.

#Code	Portée (g)	Résolution (g)	Résolution CE-M (g)	Échelon de vérification (e)	Dimensions de plateau (mm)
260103	150	0,001	-	-	Ø80
260105	300	0,005	-	-	Ø120
260109	600	0,01	-	-	Ø120
260101	1500	0,01	-	-	Ø120
260100	1500	0,02	-	-	140x150
260106	3000	0,05	-	-	140x150
260110	6000	0,1	-	-	140x150
260108 M	300	-	0,005	0,05	Ø120
260112 M	600	-	0,01	0,1	Ø120
260107 M	3000	-	0,05	0,5	140x150
260111 M	6000	-	0,1	1	140x150
260104 M	150	-	0,002	0,02	Ø80
260102 M	1500	-	0,02	0,2	Ø120

BAT

Balance de précision

Résolution jusqu'à 5 mg

Portée jusqu'à 3000 g

Dimensions emballage: 330 x 280 x 160 mm

Poids emballage: 2,5 kg



CARACTÉRISTIQUES:

- » Écran LCD rétro-éclairé.
- » 6 digits de 20 mm.
- » Boîtier en ABS.
- » Plateau en acier inoxydable.
- » Portées de 300 g jusqu'à 3000 g.
- » Précision de 0,005 g jusqu'à 0,05g selon des portées.
- » Calibration externe.
- » 7 touches.
- » Unités: g/ct/lb/oz/d/gn/ozt/dwt/mm/tl.T/tl.c/tl.t/t.
- » Panneaux pour la protection contre l'air pour les balances de 300 et 600 g.
- » 4 pieds réglables en hauteur.
- » Niveau à bulle.
- » Sortie RS232. Format imprimante et PC.
- » Température de fonctionnement: 0°C + 40°C.
- » Alimentation avec transformateur AC/DC 230Vac 50Hz.
- » Batterie interne.
- » Coupeur d'échantillons de 100 cm² pour papier, tissu ou carton, optionnel (accessoire disponible).
- » Système de pesage avec capteur de chargement.
- » Classe II.

#Code	Portée (g)	Résolution (g)	Dimensions de plateau (mm)
260114	300	0,005	Ø120
260116	600	0,01	Ø120
260113	1500	0,02	136 x 162
260115	3000	0,05	136 x 162

Balance de précision

Résolution jusqu'à 10 mg

Portée jusqu'à 6000 g

Dimensions emballage: 300 x 210 x 125 mm

Poids emballage: 1,5 kg



CARACTÉRISTIQUES:

- » Écran LCD rétroéclairé.
- » 6 digits de 23 mm.
- » Boîtier en ABS.
- » Plateau en acier inoxydable.
- » Portées de 200 g jusqu'à 6000 g.
- » Calibration externe.
- » 5 touches de fonctions.
- » Unités: g/ct/oz/ozt/lb/N/dwt/GN/tIT/%.
- » Pieds réglables en hauteur.
- » Blister inclus.
- » Niveau à bulle.
- » Temps de réponse 2 à 3 secondes.
- » Température de fonctionnement +5°C +35°C.
- » Alimentation avec transformateur AC/DC 100-240Vac 50-60Hz à 12V.
- » La balance peut fonctionner avec piles de 9V (non incluses).
- » Système de pesage avec capteur de chargement.
- » Classe II.

#Code	Portée (g)	Résolution (g)	Dimensions de plateau (mm)
261016	200	0,01	Ø128
261017	300	0,01	Ø128
261018	500	0,01	Ø128
261019	600	0,01	Ø128
261020	1000	0,01	Ø128
261021	2000	0,01	Ø128
261022	3000	0,1	145 x 160
261023	5000	0,1	145 x 160
261024	6000	0,1	145 x 160



ABS

Balance de précision

Résolution jusqu'à 50 mg.

Portée jusqu'à 30000 g.

Dimensions emballage: 165 x 360 x 350 mm

Poids emballage: 8,2 kg



CARACTÉRISTIQUES:

- » Écran LCD rétro-éclairé avec digits de 25 mm.
- » Boîtier en ABS.
- » Plateau en acier inoxydable.
- » Portées de 6 kg et 30 kg.
- » HAUTE résolution de 300.000 divisions.
- » Calibration externe.
- » 5 touches de fonction.
- » Blister de protection.
- » 4 pieds réglables en hauteur.
- » Niveau à bulle.
- » Unités: kg ou g.
- » Température de fonctionnement: 0°C +40°C.
- » Date/Heure/Temperature.
- » Alimentation 230V.
- » Batterie interne rechargeable.
- » Double range.
- » Système de pesage avec capteur de chargement.
- » Classe II.

#Code	Portée (g)	Résolution (g)	Dimensions de plateau (mm)
260067	6	0,05	290 x 215
260066	30	0,1	290 x 215



Balance de précision

Résolution jusqu'à 100 mg

Portée jusqu'à 5000 g

Dimensions emballage: 273 x 204 x 58 mm

Poids emballage: 0,6 kg



CARACTÉRISTIQUES:

- » Portées de 500 g et 5000 g.
- » Calibration externe.
- » Boîtier robuste en ABS.
- » Avec pieds anti dérapants dans la base pour une fixation parfaite.
- » Unités: g, oz.
- » Température de fonctionnement: +5°C +35°C.
- » Alimentation avec 4 piles type AA de 1,5V incluses.
- » Chargeur de 220V (optionnel).
- » Déconnexion automatique.

#Code	Portée (g)	Résolution (g)	Dimensions de plateau (mm)
260104	500	-	Ø150
260102	5000	-	Ø150

Accessoires

COUPEUR D'ÉCHANTILLONS 8/9 MM



#Code
260104



PLATEAUX POUR ANALYSE



#Code
260104



CÂBLES RS232 POUR LA CONNEXION VERS PC ET À L'IMPRIMANTE



Description	Longitud cable
Câbles RS232 pour la connexion vers PC et à l'imprimante	1,2 m

* Voir câble en fonction du modèle de la balance et de l'imprimante



ADAPTATEURS DE CROISEMENT



#Code	Description
580396	Mâle – Femelle
580367	Femelle – Femelle (changeurs de genre)
580368	Mâle – Mâle (changeurs de genre)

CHANGEURS DE GENRE



#Code	Description
580395	Mâle – Mâle
580364	Femelle – Femelle

IMPRIMANTE BTP-R180II / IMP27.4

- » Imprimante thermique.
- » 230 mm par seconde.
- » 42 colonnes.
- » Source de caractères: 12x24.
- » Papier: 72 mm.
- » Découpe automatique du papier (partielle ou

- totale).
- » Interface RS232.
- » Dimensions générales 146 x 165 x 195.
- » Poids net: 3,2.
- » Alimentation AC/DC 100-240V 50 /60 Hz.



#Code	Description
630056	Imprimante BTP-R180II

MINI IMPRIMANTE IMP05

- » Imprimante thermique.
- » Dispositif compact.
- » Câble mini USB à DB9F (0,5m aprox.).
- » Version RS232 et Bluetooth.
- » Papier: 57mm +/- 0,5mm Ø40mm.

- » Coupe manuel du papier.
- » Alimentation par câble AC/DC 100-240V 50/60Hz.
- » Téléchargement du Logiciel sur le site d'Internet.



#Code	Description
910128	Mini-Imprimante IMP05 RS232
910129	Mini-Imprimante IMP05BT bluetooth
720013	Rouleau de papier de 57 mm

ÉTIQUETEUSE OS-2130D/IMP37

- » Étiquetteuse continue avec tête thermique.
- » Résolution 8 points/mm (203 dpi).
- » 40 colonnes.
- » Vitesse max. 102 mm/s min. 51 mm/s.
- » Plusieurs sources disponibles.
- » Impression de texte, code-barres et image.
- » Papier: 72 mm de large, min 25,4 mm de minimum de largeur. Log max. 2540 mm.

- » Découpe manuelle du papier.
- » Interface RS232, USB, Tiroir-caisse.
- » Dimensions générales: 134x228x163 mm.
- » Poids: 1,2 kg.
- » Alimentation réseau avec adaptateur AC/DC 100V-240V 50-60Hz.
- » Compatible avec dispositif tactiles et PC.
- » Alimentation par câble IEC.



#Code	Description
910036	Étiquetteuse OS-2130D
720005	Étiquette thermique de 60mm x 60mm normale

ÉTIQUETEUSE GODEX

- » Imprimante à transfert thermique/thermique direct.
- » Écran couleur et panneau de contrôle pour un paramétrage rapide et intuitif.
- » Fonctionnement autonome grâce à la connexion pour clavier USB standard.
- » Rubans de transfert de 300 mètres de long.
- » Logiciel de création d'étiquettes inclus. Logiciel QLabel, programme complet de conception d'étiquettes. Les formats créés sont enregistrés dans l'étiqueteuse via le câble USB,
- » permettant sa commande ultérieure uniquement par clavier.
- » Étiquettes allant jusqu'à 108 mm de large.
- » Possibilité d'introduire des codes-barres et des

- logos. Formats d'étiquettes avec champs personnalisables.
- » Avant la pesée, le système permet de choisir un format qui détaille directement le poids ou de le paramétrer afin de détailler d'autres données requises dans le format (tels que le lot de
- » pesée, les ingrédients, etc.) avant de l'imprimer.
- » Horloge-calendrier interne. Permet de prédéfinir la date d'impression de l'étiquette.
- » Entrée de données série RS232.
- » Interfaces: USB2.0, Serial Port RS232, Ethernet 10/100 Mbps.



#Code	Description
630047	Étiquetteuse GODEX

IMPRIMANTE BTP-M300D / IMP27



- » 4,7 lignes par seconde.
- » Colonnes: 40(7x9)/33(9x9); 42(7x9)/35(9x9).
- » Source A (9x9), Source B (7x9), KANJI (16x16).
- » Papier: 76, 69 et 57 mm de large, Ø 83 mm, grammage de 0,06 à 0,085.
- » Découpe manuelle du papier.
- » Interface RS232 avec connecteur DB25.
- » Dimensions générales: 242x160x153 mm.
- » Poids net: 2,95 kg.
- » Alimentation par câble IEC.
- » Vendue avec câble de série DB25 à DB9

#Code	Description
910034	Imprimante orient M300D noir USB+SERIE
720002	Papier de 76,5mm x 32m Kimic 2 feuilles
630021	Ruban pour imprimantes IMP27, IMP28 et IMP29

IMPRIMANTE POS 76 / IMP28



- » nes par seconde.
- » Source de caractères: 7x9 et 9x9.
- » Type de sources: jeu de caractères IBM 2.
- » Papier: 76 mm de large, Ø 75 mm, grammage de 0,06 à 0,085.
- » Découpe manuelle du papier.
- » Interface série.
- » Dimensions générales: 160x248x142 mm.
- » Poids: 1,6 kg.
- » Alimentation par câble IEC

#Code	Description
910035	Imprimante SRP POS76II
720003	Papier de 76,5mm x 16m Kimic 3 feuilles
630021	Ruban pour imprimantes IMP27, IMP28 et IMP29

IMPRIMANTE TM-U220 / IMP29



- » Imprimante matricielle à 9 aiguilles.
- » 4,7 lignes par seconde.
- » 42 colonnes
- » Papier: 57,5, 69,5, 76 mm de large, Ø 83 mm, grammage de 0,06 à 0,085.
- » Découpe manuelle du papier.
- » Interface RS232.
- » Dimensions générales: 160x286x157,5 mm.
- » Poid net: 2,7 kg.
- » Alimentation AC/DC 100-240V 50/60 Hz.
- » Source de caractères: 7x9 et 9x9.

#Code	Description
630047	Imprimante TM-U220
630021	Ruban pour imprimantes IMP27, IMP28 et IMP29

MATÉRIAU

- » Poids en acier inoxydable avec structure monobloc pour éviter la perte de poids et un décrochage en cas de choc accidentel.

TRANSPORT

- » Les plus grands poids cylindriques de précision en acier inoxydable sont facilement transportables grâce à l'accessoire porte-poids plastifié.

STOCKAGE

- » Un étui individuel en plastique pour un rangement durable est fourni, vous pouvez aussi opter pour un étui en aluminium pour plus de sécurité.



#Code Poids F1	Portée	#Code ENAC F1	#Code Coffret individuel
260031	1g	901047	910095
260032	2g	901048	910096
260033	5g	901049	910091
260034	10g	901050	910104
260035	20g	901051	910097
260036	50g	901052	910098
260037	100g	901053	910098
260038	200g	901054	910106
260039	500g	901055	910003
260040	1kg	901056	910004
260041	2kg	901057	910005
260042	5kg	901058	910006
260043	10kg	901059	910007

#Code Poids M1	Portée	#Code ENAC M1	#Code Coffret individuel
260018	1g	260018	910095
260019	2g	260019	910096
260020	5g	260020	910091
260021	10g	260021	910104
260022	20g	260022	910097
260023	50g	260023	910098
260024	100g	260024	910098
260025	200g	260025	910106
260026	500g	260026	910003
260027	1kg	260027	910004
260028	2kg	260028	910005
260029	5kg	260029	910006
260030	10kg	260030	910007

#Code	Description
910001	Accessoire porte-poids 10 kg



Jeux de Poids



M1-F1. POIDS CYLINDRIQUES EN ACIER INOXYDABLE JEUX EN COFFRET EN ALUMINIUM



MATÉRIAU

Poids en acier inoxydable avec structure monobloc pour éviter la perte de poids et un décrochage en cas de choc accidentel.

TRANSPORT

L'ensemble des poids cylindriques de précision en acier inoxydable est facilement transportable grâce au boîtier en aluminium avec lequel ils sont fournis. L'étui comprend des gants et une pince pour manipuler les petits poids.

STOCKAGE

L'ensemble des poids se conserve dans un étui en aluminium qui permet un rangement facile et un niveau de protection supplémentaire.

M1

#Code	Portée	#Code ENAC M1
260044	1mg-500mg	901039
260045	1g-100g	901040
260046	1g-200g	901041
260047	1g-500g	901042
260048	1g-1kg	901043
260049	1g-2kg	901044
260050	1g-5kg	901045
260051	1g-10kg	901046

F1

#Code	Portée	#Code ENAC F1
260052	1mg-500mg	901067
260053	1g-100g	901068
260054	1g-200g	901069
260055	1g-500g	901070
260056	1g-1kg	901071
260057	1g-2kg	901072
260058	1g-5kg	901073
260059	1g-10kg	901074

M1. POIDS CYLINDRIQUES EN ACIER CHROMÉ JEUX EN COFFRET EN ALUMINIUM



MATÉRIAU

Poids en acier chromé avec structure monobloc pour éviter la perte de poids et un décrochage en cas de choc accidentel.

TRANSPORT

L'ensemble des poids cylindriques de précision en acier chromé est facilement transportable grâce au boîtier en aluminium avec lequel ils sont fournis. L'étui comprend des gants et une pince pour manipuler les petits poids.

STOCKAGE

L'ensemble des poids se conserve dans un étui en aluminium qui permet un rangement facile et un niveau de protection supplémentaire.

CALIBRAGE

Une cavité d'ajustement supérieure pour le maintien du poids est présente, permettant un calibrage approprié.

M1

#Code	Portée	#Code ENAC M1
260905	1mg-500mg	901039
260906	1g-100g	901040
260907	1g-200g	901041
260908	1g-500g	901042
260909	1g-1kg	901043
260910	1g-2kg	901044
260911	1g-5kg	901045
260912	1g-10kg	901046

CONFIGURATION DES JEUX DE POIDS EN FONCTION DES MODÈLES

Poids											
Jeux	1 mg	2 mg	5 mg	10 mg	20 mg	50 mg	100mg	200mg	500mg		
1 mg - 500 mg	1	2	1		1	2	1	1	2	1	

Poids													
Jeux	1 g	2 g	5 g	10 g	20 g	50 g	100 g	200 g	500g	1 kg	2 kg	5 kg	10 kg
1 g - 100 g	1	2	1	1	2	1	1						
1 g - 200 g	1	2	1	1	2	1	1	2					
1 g - 500 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1				
1 g - 1 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1			
1 g - 2 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2		
1g - 5 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	
1g - 10 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1

MATÉRIAU

Poids en acier chromé avec structure monobloc pour éviter la perte de poids et un décrochage en cas de choc accidentel.

TRANSPORT

L'accessoire de transport permet de transporter plus facilement les poids cylindriques de précision de plus grande taille.

STOCKAGE

Un étui individuel en plastique pour un rangement durable est fourni, vous pouvez aussi opter pour un étui en aluminium pour plus de sécurité.

CALIBRAGE

Une cavité d'ajustement supérieure pour le maintien du poids est présente, permettant un calibrage approprié.

Poids de precisión M1

Cylindrique en acier chromé

Portée de 1 g
à 20 kg



Cavité de fixation supérieure

Portée	Poids M1 #Code	ENAC M1 #Code	Coffret individuel #Code
1g	260881	901019	910095
2g	260882	901020	910096
5g	260883	901021	910091
10g	260884	901022	910104
20g	260885	901023	910097
50g	260886	901024	910098
100g	260887	901025	910098
200g	260888	901026	910106
500g	260889	901027	910003
1kg	260900	901028	910004
2kg	260901	901029	910005
5kg	260902	901030	910006
10kg	260903	901031	910007
20kg	260904	901032	910008



#Code	Description
910001	Accessoire porte-poids 10 kg

Certifications

LABORATOIRE D'ÉTALONNAGE GIRLAB

Les produits de pesage exigent une grande précision lors de leur calibrage, c'est pourquoi Giropès dispose d'une équipe de contrôle qualité et d'un laboratoire avec des techniciens spécialisés, qui travaillent pour pouvoir expédier des produits adaptés à la métrologie légale et/ou avec certification ENAC.



Giropes SL dispose des normes de qualité ISO9001 et ISO17025. Son système de qualité, audité par un organisme notifié, lui permet d'effectuer la vérification CE des produits et de délivrer des certificats ENAC pour l'étalonnage des poids et des balances.

LABORATOIRE DE CONTRÔLE

- » Conformément à la législation en vigueur, les instruments, les appareils, les milieux et les systèmes de mesure pourront être fabriqués, importés, commercialisés ou utilisés sous réserve d'avoir passé avec succès le contrôle métrologique.
- » Giropès dispose d'un laboratoire de contrôle afin de mener à bien le contrôle métrologique des instruments de mesure.

CERTIFICATS DE MÉTROLOGIE LÉGALE

- » Le laboratoire de contrôle des instruments de pesage de GIROPES est autorisé par le département de l'Industrie de la Generalitat en tant qu'organisme de contrôle officiel pour mener à bien l'exécution du contrôle métrologique lors des étapes de contrôle suivant une réparation ou une modification.

ÉTALONNAGES

- » Giropès met à la disposition de ses clients un service d'étalonnage pour tous types d'instruments de pesage, aussi bien pour une utilisation légale et commerciale que pour les instruments intégrés dans les processus de production et de logistique.
- » Giropes dispose, dans ses installations, du laboratoire Giralab, conditionné et accrédité pour délivrer des certificats ENAC pour l'étalonnage des poids et des balances.
- » Le laboratoire est accrédité ISO 17025, ce qui démontre sa compétence, son impartialité et sa capacité.

Le laboratoire d'étalonnage et d'essai Giralab de Giropès a été certifié par l'ENAC (comité espagnol d'accréditation) pour fournir lesdits certificats pour poids et balances dans une très large plage de précision.

POIDS:

- » Giropes est accrédité, pour les poids, pour délivrer des certificats pour les classes M1 et F1. En fonction de la classe, Giropes peut délivrer des certificats dans une plage de précision ou dans une autre.

Classe M1 : jusqu'à 2 000 kg.

Classe F1 : entre 1 mg et 20 kg.

BASCULES ET BALANCES:

- » Giropes est accrédité, pour les balances et les balances, pour délivrer des certificats pour les balances de précision à 5 décimales et les balances à grande capacité (jusqu'à 150.000 kg).

* Pour une liste détaillée des capacités disponibles, veuillez consulter notre service qualité.

En plus des certificats de qualité établis par le laboratoire Giralab, Giropes gère d'autres certificats d'étalonnage ISO et ENAC.

L'engagement de Giropès envers la qualité des processus et des produits est global. En effet, nous disposons des procédures de qualité les plus sophistiquées. Elles sont appliquées tout au long du processus de fabrication et de certification, à l'échelle nationale et internationale.

LES DIFFÉRENTES ACTIONS QUI SONT EFFECTUÉES SONT LES SUIVANTES:

1. Évaluation continue de tous les fournisseurs, sur la qualité du produit et sur le service donné.
2. Nous sollicitons les certificats de qualité des matières premières, avec lesquels nous travaillerons ultérieurement.
3. Avant du lancement du produit, nous l'essayons pour assurer son fonctionnement et le compliment des règlements.
4. Nous réalisons un contrôle de qualité en origine: avant d'accepter la sortie du matériel qui sera commercialisé il faut remplir un formulaire avec les spécifications.

Tous les produits sont calibrés et vérifiés selon les demandes des clients et nous les vérifions avant de son expédition. Toutes ces mesures sont pour assurer à nos clients des produits et services avec une haute qualité.

LA CERTIFICATION ENAC A LES ÉQUIVALENCES SUIVANTS SELON LE PAYS:

- » COFRAC (France)
- » UKAS (UK)
- » DakkS (Allemagne)
- » NVLAP et A2LA (USA)
- » NATA (Australie)
- » ACCREDITA (Italie)
- » Akkreditierung (Autriche)
- » BELAC (Belgique)
- » RvA (Pays-Bas)
- » IPAC (Portugal)
- » INAB (Irlande)
- » DANAK (Danemark)

* Voir la liste complète d'organisations selon le pays sur www.ilac.org

CERTIFICATIONS OFFICIELLES ENAC BALANCES

	ÉTALONNAGE #Code	RÉÉTALONNAGE #Code
BALANCES DE LABORATOIRE ET PRÉCISION (CLASSE I). MAX 1.000.00 DIV.		
Max ≤ 5 kg	900039	R900039
> 5 kg	901010	R901010
BALANCES DE LABORATOIRE ET PRÉCISION (CLASSE II)		
Max ≤ 5 kg	901011	R901011
> 5 kg	901012	R901012
RÉÉTALONNAGE		
		#Code
PRÉPARATION DES BALANCES	-	901018

	#Code ÉTALONNAGE		#Code RÉÉTALONNAGE	
Portée	M1	F1	M1	F1
1g	901019	901047	R901019	R901047
2g	901020	901048	R901020	R901048
5g	901021	901049	R901021	R901049
10g	901022	901050	R901022	R901050
20g	901023	901051	R901023	R901051
50g	901024	901052	R901024	R901052
100g	901025	901053	R901025	R901053
200g	901026	901054	R901026	R901054
500g	901027	901055	R901027	R901055
1kg	901028	901056	R901028	R901056
2kg	901029	901057	R901029	R901057
5kg	901030	901058	R901030	R901058
10kg	901031	901059	R901031	R901059
20kg	901032	901060	R901032	R901060

*Giropes est accrédité ISO 17025 permettant de délivrer les certificats de calibrage ENAC

Portée	#Code ÉTALONNAGE		#Code RÉÉTALONNAGE	
	M1	F1	M1	F1
1mg-500mg	901039	901067	R901039	R901067
1g-100g	901040	901068	R901040	R901068
1g-200g	901041	901069	R901041	R901069
1g-500g	901042	901070	R901042	R901070
1g-1kg	901043	901071	R901043	R901071
1g-2kg	901044	901072	R901044	R901072
1g-5kg	901045	901073	R901045	R901073
1g-10kg	901046	901074	R901046	R901074

PRÉPARATION, LE CONDITIONNEMENT ET L'AJUSTEMENT DE L'ÉTALONNAGE DES POIDS

PRÉPARATION DES POIDS

	#Code
Poids individuel	901001
Étui pour poids	901002
Marquage individuel des poids	901003
Marquage des poids ensemble étui	901004

*Marquage laser pour poids $\geq 50g$

SERVICES FOURNIS SUR DEMANDE

Autres tâches de conditionnement des poids (par exemple, nettoyage humide, marques, réparation, emballages spéciaux, etc.)	901000
Ajustement, par poids, disponible uniquement pour les poids avec chambre d'ajustement en plomb (M1-M2)	901005

SECOND ÉTALONNAGE APRÈS L'AJUSTEMENT DE REMPLACEMENT, PAR POIDS

Classe M1-M2	901007
--------------	--------

nouveau



est une marque de GIROPES
20 ans d'expérience

GIROPES

Baxtran est la marque consolidée, de Giropès, spécialisée en balances et instruments de pesage. Baxtran offre une large gamme de produits de pesage pour les besoins de différents secteurs commerciaux, industriels et inclus pour le ménage.

La gamme Baxtran s'étend dès balances de laboratoire avec précisions de 0,0001 g jusqu'à crochets peseurs de 30.000 kg de capacité de pesage.

nouveau



Notre objectif est d'apporter des solutions aux besoins de pesée de nos clients en améliorant leur productivité avec un minimum de maintenance et en obtenant la meilleure efficacité en optimisant la conception de nos produits.

L'engagement de qualité par Giropès, et aussi avec la marque Baxtran, est complet. Baxtran a d'avancées procédures de qualité appliquées à tous les processus de fabrication et de certifications à niveau national et international.

Dévouement total envers la qualité, la technologie de pointe et une activité exceptionnelle en termes de développement et d'innovation afin de proposer les meilleures solutions en équipements de pesée destinés à tout marché.

Baxtran comme la marque Giropès, reçoit toutes les meilleures développées par notre équipe de I+D.

Ces dernières années, l'investissement en recherche et développement a représenté 5% du chiffre d'affaires. La vision de l'entreprise, grâce à la planification stratégique en développement de produits, et de l'organisation elle-même, recherche la proactivité, les besoins de nos clients et l'amélioration de l'activité économique.

Grâce à l'engagement, l'innovation et la qualité de Giropès, l'exportation représente aujourd'hui plus de 50% de notre chiffre d'affaires, nous appuyant sur des distributeurs et des clients dans plus de 35 pays.





HORECA

Nous commercialisons équipements pour le pesage de restauration et catering pour ses processus de préparation et distribution. Toute une gamme de balances de table et de sol pour aider à obtenir une efficacité maximale et une compétitivité dans un secteur de grande exigence.

Pour les utiliser dans les cuisines ou dans différentes situations où il faut peser des petits volumes de matériau. Balances de dimensions réduites pour faciliter le transport et occuper un espace minimum sur la table de travail.



RETAIL

Balances pour petites et moyennes boutiques avec certificat de vente. Dans notre catalogue vous trouverez différents modèles pour satisfaire une large gamme de nécessités en fonction des boutiques.

Pour une utilisation chez les marchands, dans les magasins de coopératives et sur les marchés ambulants. Double écran et dimensions réduites pour faciliter le transport et occuper un minimum d'espace sur le comptoir.



ÉCRAN TACTILE

Gamme de balances et d'indicateurs tactiles pour différents secteurs et utilisations à applications multiples et manipulation plus intuitive.

Baxtran dispose de balances commerciales, pour améliorer leur gestion et le service au client.

Baxtran dispose de balances commerciales, pour améliorer leur gestion et le service au client. Pour l'industrie et la logistique, choisissez l'un de nos indicateurs ou des balances avec écran tactile pour peser ou réaliser le comptage de produits et pouvoir réaliser un contrôle des pesées.



INDUSTRIE

Une large gamme d'équipements de pesage comme indicateurs de poids et bascules avec différentes dimensions et capacités pour répondre à votre nécessité et espaces disponibles. Notre équipe technique et commerciale a conçu un catalogue avec un ajustement des prix pour différents types d'industrie.

Utilisation dans l'industrie, là où il faut peser les entrées, la fabrication et les sorties de matériaux ainsi que les composants et matériaux finaux.



ENTREPÔT LOGISTIQUE

Équipements de pesage pour tous les besoins logistiques. Dès la réception, le stockage et le mouvement dans un même entrepôt jusqu'à la consommation de tout le matériel.

Balances, bascules, transpalettes, crochets et d'autres équipements pour faciliter la gestion des entrepôts, ses processus de réception et la gestion des commandes et distribution.



LABORATOIRE MÉLANGE DE PEINTURE

Balances de laboratoire pour votre contrôle de qualité ou pour mélanges de produits. Dans notre catalogue vous trouverez différentes balances de précision et analytiques pour un contrôle de poids détaillé.

Optime pour laboratoires, processus de qualité dans l'industrie ou universités.

Pour le contrôle de qualité ou pour le processus de production.



www.baxtran.com

