

SERIE LABORATORIO



BILANCIA ANALITICA & BILANCE DI PRECISIONE

BILANCE DI LABORATORIO

MODELLO HA **06**

Divisioni fino a 0,1 mg
Portata fino a 220 g

MODELLO HZ **08**

Divisioni fino a 0,1 mg
Portata fino a 220 g

MODELLO HS **09**

Divisioni fino a 0,1 mg
Portata fino a 210 g

MODELLO HG **10**

Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 1000 g

MODELLO HL **11**

Divisioni fino a 10 mg
Portata fino a 4100 g

ANALIZZATORE DELLA PUREZZA DEI METALLI

MODELLO HLZ **12**

Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 320 g



ANALIZZATORE DI UMIDITÀ

MODELLO HLV **14**

Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 120 g

BILANCE DI PRECISIONE

MODELLO ADA **18**

Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 620 g

MODELLO ADP **19**

Divisioni fino a 10 mg
Portata fino a 6200 g

MODELLO BAR **20**

Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 6000 g

MODELLO BAT **20**

Divisioni fino a 5 mg
Portata fino a 3000 g

MODELLO ACM **21**

Divisioni fino a 10 mg
Portata fino a 6000 g

MODELLO ABS **21**

Divisioni fino a 50 mg
Portata fino a 30000 g

MODELLO TH **22**

Divisioni fino a 100 mg
Portata fino a 5000 g

ACCESSORI

TAGLIA CAMPIONI **22**

CAVI RS232 **22**

ADATTATORI CROSSOVER **22**

STAMPANTE **23**

PESI DI PRECISIONE

PESI F1-M1 ACCIAIO INOSSIDABILE **25**

SET DI PESI F1-M1 **26**

PESI M1 ACCIAIO CROMATO **27**

CERTIFICATI

CERTIFICATI ENAC BILANCE **30**

CERTIFICATI ENAC PESI **30**

CERTIFICATI ENAC SET **31**

RICALIBRAZIONE **31**

AZIENDA & SETTORI

Bilance da laboratorio

BILANCIA AD ELEVATA PRECISIONE

Serie di bilance da laboratorio di alta precisione, progettate per misurare il peso dei materiali con una risoluzione fino a 0,1mg.

Le nuove bilance analitiche e di precisione con blocco di compensazione e auto calibrazione* le daranno risultati accurati nel più breve tempo possibile, con una semplice operazione. Non necessitano installazione di software e interfaccia intuitiva. Le nuove bilance da laboratorio sono perfette per l'analisi dei dati grazie al calcolo statistico e altre funzioni integrate.

*A seconda del modello





MODELLO HA



MODELLO HZ



MODELLO HS



MODELLO HG



MODELLO HL

ASPETTI RILEVATI

- » Struttura di metallo fuso. Elimina gli effetti di temporali e di interferenze elettromagnetiche di altri dispositivi. Protegge il sensore di pesatura da influenze esterne.
- » Auto calibrazione interna avanzata. Disponibili modelli con auto calibrazione interna. La bilancia rileva le variazioni di temperatura, cambiamenti di luogo, ecc e si autocalibra per garantire risultati più accurati.

APPLICAZIONI

- » I modelli di laboratorio sono progettati per velocizzare i processi di analisi, le applicazioni di uso quotidiano o i procedimenti più complicati nei laboratori e nelle industrie.

BENEFICI


- » Elevata usabilità. Dispositivi con schermi guida tra menù e funzioni.
- » Determinazione della densità. Consentono di determinare la densità dei materiali solidi. (modello HLZ).
- » Calibrazione della pipetta. Permette la calibrazione delle pipette utilizzate nei laboratori per analizzare i fluidi. Nel lavoro quotidiano, in laboratorio è molto importante che le pipette utilizzate per sperimentare con i liquidi siano calibrate.
- » Statistiche. Gli utenti possono ottenere le statistiche dei dati memorizzati nella bilancia. Includerà dati come numero di letture, media, valore minimo, valore massimo, deviazione standard, differenza e coefficiente di variazione.

HA

Baxtran

BAXTRAN LAB_6

Bilancia laboratorio

Divisioni fino a 0,1 mg
Portata fino a 220 g

RS232



RS232

La porta RS232 consente una facile connettività con computer, driver PLC e stampanti.



U



PCS



PERCEN

Funzioni principali: Conta pezzi, determinazione mediante percentuale, checkweigher, statistiche, totalizzazione




BILANCIA ANALITICA

Bilancia analitica ad alta precisione con gabbietta antivento in vetro dotata di sportelli laterali, display estensibile per evitare vibrazioni e foro di pesatura sul fondo integrato.

CARATTERISTICHE:

- » Display LCD con retroilluminazione bianca separata dal corpo della bilancia.
- » 7 cifre da 15 mm sul display con messaggi guida per l'utente.
- » 7 tasti di funzione diretta.
- » Cabina paravento con più spazio per i campioni.
- » 4 piedini regolabili che consentono una maggiore stabilità, per risultati precisi.
- » Bola di livello.
- » Tempo di risposta 4-5 s.
- » Unità di misura: g, ct, lb, oz.
- » Pesatura inferiore
- » Disponibili Modello con taratura interna (261371 e 261372).
- » RS232.
- » 4 modalità di invio a PC:
 - » Continua: invio dati in modalità continua.
 - » Invio dati con stabilizzazione del peso.
 - » Invio dati a su richiesta.
 - » Invio manuale dei dati.
- » Sistema di pesatura con blocco di compensazione elettromagnetica.




Bilancia analitica	
Range di temperatura di servizio	20°C a 25°C
Alimentazione	adattatore di rete 100-240Vac 50-60Hz
Tipo di cabina	paravento
Pesatura inferiore	sì
RS232	DB9 femmina
Stampante	esterna
Normativa CE	sì
Dimensioni (mm)	300 x 320 x 470
Peso netto (kg)	8,6
Peso imballo (kg)	14
Dimensioni imballo (mm)	580 x 400 x 520

#Codice	Portata (g)	Divisioni (g)	Ripetibilità (mg)	Linearità (+/-)	Dimensioni del piaatto (mm)	Taratura interna	Auto taratura	Massa di taratura (g)	Classe
261373	120	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90	-	no	50 (E2)	I
261374	220	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90	-	no	100 (E2)	I
261371	120	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90		sì	-	I
261372	220	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90		sì	-	I

Bilancia laboratorio

Divisioni fino a 0,1 mg
Portata fino a 220 g



Bilancia analitica di alta precisione (0,1 mg) veloce e precisa per l'uso in laboratorio e industria. Risultati rapidi (meno di 3 segundos). Cabina anti-vento di gran resistenza che garantisce protezione da effetti esterni per una maggiore precisione. Disponibili modelli con calibrazione interna e auto calibrazione (HZ120I y HZ220I) o esterna (HZ120 e HZ220).

CARATTERISTICHE:

- » Display LCD retroilluminata con ottima visualizzazione con protezione avanzata del la vista (ADVANCED EYE PROTECTION).
- » 8 cifre da 15 mm sul display con messaggi guida per l'utente.
- » 7 tasti di funzione diretta.
- » Struttura superiore in ABS e piatto in acciaio inossidabile.
- » Robusta struttura della bilancia in fusione di metallo per la protezione dagli effetti di temporali con fulmini e interferenze elettromagnetiche.
- » Cabina paravento con più spazio per i campioni.
- » 4 piedini regolabili che consentono una maggiore stabilità, per risultati precisi.
- » Bola di livello.
- » Tempo di risposta 2-3 sec.
- » Innumerevoli unità di misura: grammo, chilogrammo, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, bath.
- » Pesatura inferiore
- » Disponibili Modelloi con taratura interna (HZ-I).
- » RS232, formato PC e stampante.
- » 3 modalità di invio a PC:
 - » Continua: invio dati in modalità continua.
 - » Ald: invio dati a PC con stabilizzazione del peso.
 - » Req: invio dati a PC su richiesta.
- » GLP/GMP.
- » Dotata di: Custodia antipolvere e blister.
- » Sistema di pesatura con blocco di compensazione elettromagnetica.

Bilancia analitica

Range di temperatura di servizio	18°C a 30°C
Alimentazione	adattatore di rete 100-240VAC 50-60Hz
Tipo di cabina	paravento
Pesatura inferiore	sí
RS232	DB9 femmina
Stampante	esterna
Normativa CE	sí
Dimensioni (mm)	210 x 342 x 355
Peso netto (kg)	4,8
Peso imballo (kg)	7,5
Dimensioni imballo (mm)	340 x 500 x 530

#Codice	Portata (g)	Divisioni (g)	Ripetibilità (mg)	Linearità (+/-)	Dimensioni del pieatto (mm)	Taratura interna	Auto taratura	Massa di taratura (g)	Classe
260353	120	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90		sí	-	I
260355	220	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90		sí	-	I
260352	120	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90	-	no	50 (E2)	I
260354	220	0,0001	0,1	0,2 mg	Ø90	-	no	100 (E2)	I

Bilancia ad alta precisione (0,1 mg), veloce e precisa per l'uso in laboratorio e nell'industria. La gabbietta antivento con apertura laterale offre una precisione affidabile anche con campioni molto leggeri.

I modelli 261369 e 261370 consentono la calibrazione automatica con l'utilizzo di un peso interno.

Bilancia laboratorio

Divisioni fino a 0,1 mg
Portata fino a 210 g



CARATTERISTICHE:

- » Display LCD con retroilluminazione.
- » 8 cifre da 15 mm sul display con messaggi guida per l'utente.
- » 6 tasti di funzione diretta.
- » Piatto in acciaio inossidabile.
- » Cabina paravento con più spazio per i campioni.
- » Piedini regolabili che consentono una maggiore stabilità, per risultati precisi.
- » Bola di livello.
- » Tempo di risposta 4 s.
- » Unità di misura: grammo, pound, onze e carat.
- » Disponibili Modelli con taratura interna (261369 e 261370).
- » RS232
- » 4 modalità di invio a PC/Stampante:
 - » Continua: invio dati in modalità continua.
 - » Invio dati con stabilizzazione del peso.
 - » Invio dati a su richiesta.
 - » Invio manuale dei dati.
- » Sistema di pesatura con blocco di compensazione elettromagnetica.



Bilancia analitica	
Range di temperatura di servizio	10°C a 30°C
Alimentazione	adattatore di rete 100-240Vac 50-60Hz
Tipo di cabina	paravento
Pesatura inferiore	no
RS232	DB9 femmina
Stampante	esterna
Normativa CE	sì
Dimensioni (mm)	230 x 310 x 330
Peso netto (kg)	4,4
Peso imballo (kg)	7,2
Dimensioni imballo (mm)	370 x 485 x 450

#Codice	Portata (g)	Divisioni (g)	Ripetibilità (mg)	Linearità (+/-)	Dimensioni del piatto (mm)	Taratura interna	Auto taratura	Massa di taratura (g)	Classe
261367	120	0,0001	0,2	0,4 mg	Ø90	-	no	100 (E2)	I
261368	210	0,0001	0,2	0,4 mg	Ø90	-	no	200 (E2)	I
261369	120	0,0001	0,2	0,4 mg	Ø90		sì	-	I
261370	210	0,0001	0,2	0,4 mg	Ø90		sì	-	I

Bilancia laboratorio

Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 1000 g



Bilancia di eccellente precisione (0,001g) veloce e precisa per l'uso in laboratorio e industria. Disponibili modelli con calibrazione interna e auto calibrazione (HG320I, HG420I y HG1000I) o esterna (HG320, HG420 y HG1000).

CARATTERISTICHE:

- » Display LCD retroilluminato dall'ottima visualizzazione con protezione avanzata della vista (ADVANCED EYE PROTECTION).
- » 8 cifre da 15 mm sul display con messaggi guida per l'utente.
- » 7 tasti di funzione diretta.
- » Struttura superiore in ABS e piatto in acciaio inossidabile.
- » Robusta struttura della bilancia in fusione di metallo per la protezione dagli effetti di temporali con fulmini e interferenze elettromagnetiche.
- » Cabina paravento con più spazio per i campioni.
- » 4 piedini regolabili che consentono una maggiore stabilità, per risultati precisi.
- » Bola di livello.
- » Tempo di risposta 2-3 sec.
- » Innumerevoli unità di misura: grammo, chilogrammo, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, bath.
- » Pesatura inferiore
- » Temperatura di servizio: +15°C +30°C.
- » Disponibili Modelli con taratura interna (HG-I).
- » RS232, formato PC e stampante.
- » 3 modalità di invio a PC;
 - » Continua: invio dati in modalità continua.
 - » Ald: invio dati a PC con stabilizzazione del peso.
 - » Req: invio dati a PC su richiesta.
- » GLP/GMP.
- » Dotata di: custodia antipolvere e blister.
- » Sistema di pesatura con blocco di compensazione elettromagnetica.

Bilancia analitica	
Range di temperatura di servizio	15°C a 30°C
Alimentazione	adattatore di rete 100-240VAC 50-60Hz
Tipo di cabina	paravento
Pesatura inferiore	sì
GLP/GMP	sì
Formulazione	Numero massimo di pesi sommati: 99
RS232	DB9 femmina
Stampante	esterna
Normativa CE	sì
Dimensioni (mm)	211 x 342 x 170
Peso netto (kg)	4,8
Peso imballo (kg)	7,5
Dimensioni imballo (mm)	400 x 500 x 325

#Codice	Portata (g)	Divisioni (g)	Ripetibilità (mg)	Linearità (+/-)	Dimensioni del piatto (mm)	Taratura interna	Auto taratura	Massa di taratura (g)	Classe
260342	320	0,001	0,01	0,002 mg	128 x 128	-	no	200 (F1)	II
260344	420	0,001	0,01	0,002 mg	128 x 128	-	no	200 (F1)	II
260340	1000	0,001	0,01	0,002 mg	128 x 128	-	no	500 (F1)	II
260343	320	0,001	0,01	0,002 mg	128 x 128		si	-	II
260345	420	0,001	0,01	0,002 mg	128 x 128		si	-	II
260341	1000	0,001	0,01	0,002 mg	128 x 128		si	-	II

Bilancia di precisione (10 mg) che unisce un design estético e robusto a una grande funzionalità e facilità d'uso attraverso la guida menù on screen.

Bilancia laboratorio

Divisioni fino a 10 mg
Portata fino a 4100 g



BAXTRAN LAB_11

CARATTERISTICHE:

- » Display LCD retroilluminato dall'ottima visualizzazione con protezione avanzata della vista (ADVANCED EYE PROTECTION).
- » 8 cifre da 15 mm sul display con messaggi guida per l'utente.
- » 7 tasti di funzione diretta.
- » Struttura superiore in ABS e piatto in acciaio inossidabile.
- » Robusta struttura della bilancia in fusione di metallo per la protezione dagli effetti di temporali con fulmini e interferenze elettromagnetiche.
- » 4 piedini regolabili che consentono una maggiore stabilità, per risultati precisi.
- » Bola di livello.
- » Tempo di risposta 2-3 sec.
- » Innumerevoli unità di misura: grammo, chilogrammo, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, bath.
- » Pesatura inferiore
- » Temperatura di servizio: +15°C +30°C
- » Disponibili Modello e con taratura interna (HL-I).
- » RS232, formato PC e stampante.
- » 3 modalità di invio a PC:
 - » Continua: invio dati in modalità continua.
 - » Ald: invio dati a PC con stabilizzazione del peso.
 - » Req: invio dati a PC su richiesta.
- » GLP/GMP.
- » Dotata di: custodia antipolvere e blister.
- » Sistema di pesatura con blocco di compensazione elettromagnetica.



Bilancia analitica	
Range di temperatura di servizio	15°C a 30°C
Alimentazione	adattatore di rete 100-240Vac 50-60Hz
Pesatura inferiore	sí
RS232	DB9 femmina
Stampante	esterna
Normativa CE	sí
Dimensioni (mm)	211 x 342 x 100
Peso netto (kg)	4,8
Peso imballo (kg)	7,5
Dimensioni imballo (mm)	500 x 410 x 330


#Codice	Portata (g)	Divisioni (g)	Ripetibilità (mg)	Linearità (+/-)	Dimensioni del pieatto (mm)	Taratura interna	Auto taratura	Massa di taratura (g)	Classe
260346	3100	0,01	0,01	0,002 mg	198 x 205	-	no	1500 (F1)	II
260348	4100	0,01	0,01	0,002 mg	198 x 205	-	no	2000 (F1)	II
260347	3100	0,01	0,01	0,002 mg	198 x 205		sí	-	II
260349	4100	0,01	0,01	0,002 mg	198 x 205		sí	-	II

Analizzatore della purezza dei metalli

ANALIZZATORE AD ELEVATA PRECISIONE

Divisioni fino a 1 mg

Portata fino a 320 g



DESCRIZIONE

- » Tecnologia e precisione di questo dispositivo si basano sul principio di compensazione elettromagnetica della forza, noto per la sua accuratezza, stabilità e ripetitività.

APPLICAZIONI

- » Distingue efficacemente l'oro, il platino e l'argento da altri metalli mescolati. Utilizza un metodo non distruttivo per misurare la purezza senza danneggiare o rompere il campione.

BENEFICI

- » Operazione agile e facile con un tempo di misurazione molto veloce, non più di 15 secondi per misurazione.
- » L'alta risoluzione di pesata (0,001 g) offre la flessibilità per calcolare il peso specifico con grande precisione.
- » Inoltre consente di misurare anche la purezza di campioni più piccoli con un peso minimo.
- » Determinazione della densità. Consentono di determinare la densità dei materiali solidi.




ANALIZZATORE DELLA PUREZZA DEI METALLI

Il HLZ è uno strumento di studio ad alta precisione del metallo, progettato per valutare la purezza dei metalli sulla base del loro peso specifico.

CARATTERISTICHE:

- » Metalli analizzabili: oro, platino, argento, oro bianco e relative leghe. Altri metalli oppure oggetti solidi o di gomma per misurarne la gravità specifica.
- » Display LCD retroilluminato al LED.
- » 4 piedini regolabili.
- » Bola di livello.
- » Innumerevoli unità di misura: gramo, chilogrammo, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, miligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, bath.
- » Varie leghe configurabili per unità di misura (si veda riquadro).
- » Gravità specifica in carati o in percentuale.
- » 4 filtri di stabilità.
- » Sistema antifurto (cavo con serratura).
- » Pesatura inferiore
- » Connettore per interruttore a piede (footer).
- » Uscita RS232.
- » Comunicazione diretta a PC (Windows XP o inferiori) consente la trasmissione del risultato a qualsiasi applicazione Windows, ad esempio MS Word, MS Excel, tramite il cavo standard RS232 (nei sistemi successivi a Windows XP è necessaria l'installazione di un pack gratuito AAC Keys).
- » ISO/GLP/GMP.
- » Taratura esterna.
- » Dotata di: custodia antipolvere e blister.
- » Auto standby (programmabile Off, 1, 5 e 10 minuti).
- » Sistema di pesatura con blocco di compensazione elettromagnetica.



Bilancia analitica		Lega	Metallo primario	Metallo in lega
Peso campione minimo	2 g	Au.Cu (por defecto)	Oro	Rame
Pesatura all'aria (mm)	108 x 100	Au. Ag.	Oro	Plata
Pesatura in un liquido (mm)	100 x 92	Au.Cu. Ag	Oro	Rame + Argento in proporzioni uguali
Temperatura di esercizio	10°C a 30°C	Pt.Ni	Platino	Nichel
Alimentazione	Adattatore AC 100V-240V 50-60Hz	Pt.Pd	Platino	Palladio
Peso netto (kg)	6,4	SIL	Argento	-
Dimensiones (mm)	212 x 342 x 270	WG	Oro bianco	-
Peso imballo (kg)	7,9	SG	Gravità specifica	-
Dimensioni imballo (mm)	500 x 380 x 510	C1 a C5	Personalizzate (È possibile una programmazione libera fino a 5 leghe da parte dell'utente)	Possibilità di libera programmazione da parte dell'utente

#Codice	Portata (g)	Divisioni (g)	Ripetibilità (mg)	Linearità (+/-)	Taratura interna	Auto taratura	Massa di taratura (g)	Classe
260351	320	0,001	1	3 mg	-	no	100 (E2)	II

Analizzatore di umidità

Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 120 g



DESCRIZIONE

- » Questo tipo di apparecchio deve essere utilizzato in ambienti con condizioni ottimali limitando l'esposizione a vibrazioni si ottiene un'elevata ripetibilità delle sue analisi.
- » Eccellente precisione in qualsiasi condizione di illuminazione grazie alla regolazione del contrasto e la possibilità di invertire i colori dello schermo.
- » Piattello per campioni estraibile per la pulizia e la protezione contro l'introduzione di materiali solidi.
- » Memoria interna per memorizzare fino a 1000 risultati (Method/Batchwise).

APPLICAZIONI

- » L'analizzatore di umidità si adatta in modo eccellente come dispositivo di misura, controllo delle merci in entrata, controllo della produzione e controllo di qualità.

BENEFICI

Il analizzatore di umidità HLV risparmia lavoro e migliora la velocità dei procedimenti grazie a

- » Analisi rapida e di alta precisione, condotta in un processo uniforme e effettuando misure in tempi brevi.
- » Determinazione rapida dei parametri, delle modalità di essiccazione e della configurazione dei criteri di spegnimento automatico.
- » Essiccazione ottimale senza correre il rischio di distruggere il campione.
- » Elevata flessibilità per l'analisi di un'ampia varietà di campioni e memorizzazione di dati e risultati.
- » Formati modificabili per la stampa dei risultati delle analisi e delle statistiche dei diversi campioni.
- » La sua alta precisione e funzione di pesata consentono di utilizzare il dispositivo come bilancia per la semplice misura del peso.



ANALIZZATORE DI UMIDITÀ


La bilancia HLV determina in maniera rapida e affidabile l'umidità di materiali liquidi, pastosi o solidi, secondo il metodo della termogravimetria. Bilancia con blocco a compensazione magnetica per la pesatura. Dispositivo in grado di migliorare le prestazioni di un forno tradizionale da laboratorio.

Ha una lampada alogena a infrarossi che fornisce un calore uniforme, consentendo un'analisi rapida:

- » 5 modalità di asciugatura programmabile e incrementi di temperatura selezionabili (in modalità di asciugatura "steps") standard/gentle/rapid/steps/high temperature.
- » Rappresentazione grafico di asciugatura con accesso alla grafica dei risultati durante la campionatura.

CARATTERISTICHE:

- » Correzione automatica della temperatura.
- » Peso minimo del campione: 0,2g.
- » Risoluzione dell' umidità: 0,01%.
- » Risultati % umidità/% Materiale solido: %M, %D, %R, G/L, %M Atro, %D Atro.
- » GLP configurabili dall' utente.
- » Taratura esterna.
- » Display LCD Matrix.
- » Range temperatura di esercizio: 30°C a 200°C.
- » Range temperatura di asciugatura: 30°C a 175°C.
- » Range temperatura standby: 30°C a 100°C.
- » Memoria della procedura di asciugatura: 40 method x 25 results/ 1000 batchwise.
- » Visualizzazione dell' asciugatura (finestra frontale e grafico sul display).
- » Criterio di autospegnimento configurabile: auto, manuale, definito dall' utente peso/tempo, definito dall' utente mediante % unità/tempo, intelligente.
- » Password utente.
- » Lingua: inglese.
- » Accessori di serie: sonda della temperatura, 25 piatti per campionatura inclusi, custodia antipolvere, blister e cavo RS232
- » Alimentazione 230VAC 50Hz.



Bilancia analizzatore di umidità

Peso netto (kg)	6,4
Dimensiones (mm)	211 x 342 x 187
Peso imballo (kg)	7,9
Dimensioni imballo (mm)	325 x 390 x 285

#Codice	Portata (g)	Divisioni (g)	Ripetibilità (peso = 2g)	Risoluzione dell' umidità	Dimensioni cabina (mm)	Taratura interna	Auto taratura	Massa di taratura (g)	Classe
260350	120	0,001	1%	0,01%	211 x 342 x 187	-	no	100	II

Bilance di precisione

BILANCE DI PRECISIONE PER CAPACITÀ ELEVATE

Serie di bilance di precisione progettate per analizzare il peso dei materiali con una risoluzione fino a 1-10 mg.

I modelli ADA-ADP, progettati e concepiti per velocizzare i processi di analisi delle applicazioni quotidiane, sono eccezionali.


Nel complesso, la serie di bilance di precisione utilizza un sistema di pesatura a cella di carico che ti darà risultati accurati nel minor tempo possibile, grazie a un funzionamento molto semplice. Non è richiesta l'installazione di software e l'interfaccia è molto intuitiva.



MODELLO ADA



MODELLO ADP



MODELLO BAR



MODELLO BAT



MODELLO ACM



MODELLO ABS



MODELLO TH

ASPETTI RILEVATI

- » Ottieni l'affidabilità e la qualità di una bilancia Giropès con le caratteristiche di cui hai realmente bisogno.
- » Le bilance di precisione del marchio Baxtran sono state progettate per fornire risultati di pesatura efficaci e affidabili nel lavoro quotidiano. L'interfaccia utente semplice e chiaramente strutturata, l'assegnazione logica dei tasti e l'eccellente leggibilità sono caratteristiche ideali per un funzionamento privo di errori.

DESCRIZIONE

- » Il display retroilluminato ad alto contrasto garantisce un'eccellente leggibilità. La facile navigazione con i tasti funzione e l'indicatore di livello di facile lettura sul lato anteriore consentono un funzionamento rapido e di facile uso.
- » Alcuni modelli della gamma sono dotati di una gabbietta antivento per una maggiore sicurezza del campione durante il processo di pesatura.

APPLICAZIONI*

- » Pesatura, percentuale, conteggio, pesatura di animali e conversione delle unità di massa.

BENEFICI

- » Il miglior rapporto prezzo-prestazioni.
- » Guida di facile utilizzo, grazie ai programmi applicativi di base integrati e ai tasti funzione.
- » Risultati di pesatura accurati e affidabili.
- » Design robusto e compatto per un facile uso.
- » Protezione antivento facile da rimuovere per una pulizia rapida e accurata.

* Le funzioni possono variare a seconda del modello

Bilancia di precisione

Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 620 g



Bilancia di precisione (0,001 g) rapida e precisa per l'uso in laboratorio e nell'industria. Questa bilancia è stata progettata con un vetro protettivo trasparente per garantire una maggiore affidabilità alla pesatura, evitando alterazioni esterne.

CARATTERISTICHE:

- » Display LCD retroilluminato, cifre di 15 mm.
- » Taratura esterna
- » Piatto in acciaio inossidabile.
- » Cabina frangivento con più spazio per i campioni.
- » Dimensioni del piatto di pesatura: 115 mm
- » Bilancia con notifica acustica (buzzer).
- » Unità di misura: grammo, ounce, carat e pennyweight.
- » Sistema di pesatura con cella di carico.



Bilancia di precisione	
Range di temperatura di servizio	10°C a 30°C
Alimentazione	adattatore di rete 100-240VAC 50-60Hz
Tipo di cabina	paravento
Pesatura inferiore	no
RS232	DB9 femmina
Stampante	esterna
Normativa CE	sì
Dimensioni (mm)	230 x 310 x 330
Peso netto (kg)	4
Peso imballo (kg)	6
Dimensioni imballo (mm)	440 x 330 x 400



#Codice	Portata (g)	Divisioni (g)	Ripetibilità (mg)	Dimensioni del piatto (mm)	Taratura interna	Auto taratura	Massa di taratura	Classe
261361	220	0,001	1	Ø115	-	no	F1	II
261362	420	0,001	1	Ø115	-	no	F1	II
261363	620	0,001	1	Ø115	-	no	F1	II

Bilancia di precisione (0,01 g) con dimensioni della superficie di pesatura di Ø160, adatta a carichi superiori a 6 kg. Progettata per offrire precisione in capacità superiori.

Bilancia di precisione

Divisioni fino a 10 mg
Portata fino a 6200 g



CARATTERISTICHE:

- » Display LCD retroilluminato, cifre di 15 mm.
- » Taratura esterna.
- » Piatto in acciaio inossidabile.
- » Dimensioni del piatto di pesatura: Ø160 mm
- » Bilancia con notifica acustica (buzzer).
- » Unità di misura: grammo, ounce, carat e pennyweight.
- » Sistema di pesatura con cella di carico.

Bilancia di precisione	
Range di temperatura di servizio	10°C a 30°C
Tipo de batería	no batería
Alimentazione	adattatore di rete 100-240Vac 50-60Hz
Pesatura inferiore	no
RS232	DB9 femmina
Stampante	esterna
Normativa CE	sì
Dimensioni (mm)	230 x 310 x 90
Peso netto (kg)	2,3
Peso imballo (kg)	4
Dimensioni imballo (mm)	430 x 320 x 180



#Codice	Portata (g)	Resolución (g)	Ripetibilità (mg)	Dimensioni del piatto (mm)	Taratura interna	Auto taratura	Massa di taratura	Classe
261364	2200	0,01	10	Ø160	-	no	F1	II
261365	4200	0,01	10	Ø160	-	no	F1	II
261366	6200	0,01	10	Ø160	-	no	F1	II


BAR



Bilancia di precisione

Divisioni fino a 1 mg
Portata fino a 6000 g

Dimensioni imballo: 240 x 260 x 340 mm
Peso imballo: 2,9 kg



CARATTERISTICHE:

- » Display LCD retroilluminato.
- » 6 cifre da 15 mm.
- » Taratura esterna.
- » Piatto in acciaio inossidabile.
- » 7 tasti.
- » Capacità da 150 g a 6000 g.
- » Risoluzione da 0,001 g a 0,1 g a seconda delle capacità.
- » Struttura in ABS.
- » Display di protezione dall'aria per bilance da 150, 300 e 600 g.
- » 4 piedini regolabili in altezza.
- » Bola di livello.
- » Uscita RS232. Formato stampante e PC.
- » Temperatura di esercizio: 0°C +40°C.
- » Alimentazione alla rete mediante adattatore AC/DC
- » 100-240Vac 50/60Hz.
- » Batteria interna con autonomia di 48 ore.
- » Valida per la metrologia legale (vedi in tabella **M**)
- » Sistema de pesaje con célula de carga.
- » Classe II.

#Codice	Portata (g)	Divisioni (g)	Divisioni CE-M (g)	Divisioni Verifica (e)	Dimensioni del piatto (mm)
260103	150	0,001	-	-	Ø80
260105	300	0,005	-	-	Ø120
260109	600	0,01	-	-	Ø120
260101	1500	0,01	-	-	Ø120
260100	1500	0,02	-	-	140x150
260106	3000	0,05	-	-	140x150
260110	6000	0,1	-	-	140x150
260108 M	300	-	0,005	0,05	Ø120
260112 M	600	-	0,01	0,1	Ø120
260107 M	3000	-	0,05	0,5	140x150
260111 M	6000	-	0,1	1	140x150
260104 M	150	-	0,002	0,02	Ø80
260102 M	1500	-	0,02	0,2	Ø120

BAT

Bilancia di precisione

Divisioni fino a 5 mg
Portata fino a 3000 g

Dimensioni imballo: 330 x 280 x 160 mm
Peso imballo: 2,5 kg



CARATTERISTICHE:

- » Display LCD retroilluminato.
- » 6 cifre da 20 mm.
- » Struttura in ABS.
- » Piatto in acciaio inossidabile.
- » Capacità da 300 g a 3000 g.
- » Risoluzione da 0,005 g a 0,05 g a seconda delle capacità.
- » Taratura esterna.
- » 7 tasti.
- » Unità: grammo, chilogrammo, pound, ounce, troy ounce, grain, pennyweight, carat, milligram, momme, mesghal, Hong Kong tael, Singapore tael, Taiwan tael, bath.
- » Display di protezione dall'aria per bilance da 300 g e 600 g di portata.
- » 4 piedini regolabili in altezza.
- » Bola di livello.
- » Uscita RS232. Formato stampante e PC.
- » Temperatura di esercizio: 0°C +40°C.
- » Alimentazione alla rete mediante adattatore AC/DC 230Vac 50Hz.
- » Batteria interna.
- » Taglia campioni da 100 cm² per carta, tessuto o cartone, optional (accessorio disponibile).
- » Sistema di pesatura con cella di carico.
- » Classe II

#Codice	Portata (g)	Divisioni (g)	Dimensioni del piatto (mm)
260114	300	0,005	Ø120
260116	600	0,01	Ø120
260113	1500	0,02	136 x 162
260115	3000	0,05	136 x 162

Bilancia di precisione

Divisioni fino a 10 mg

Portata fino a 6000 g

Dimensioni imballo: 300 x 210 x 125 mm

Peso imballo: 1,5 kg



CARATTERISTICHE:

- » Display LCD retroilluminato.
- » 6 cifre da 23 mm.
- » Struttura in ABS.
- » Piatto in acciaio inossidabile.
- » Capacità da 200 g a 6000 g.
- » Calibrazione esterna.
- » 5 tasti di funzione.
- » Unità: g/ct/oz/ozt/lb/N/dwt/GN/ttT/%.
- » Piedini regolabili in altezza.
- » Blister incluso.
- » Bola di livello.
- » Tempo di risposta 2-3 sec.
- » Temperatura di esercizio +5°C +35°C.
- » Alimentazione alla rete mediante adattatore AC/DC 100-240Vac 50/60Hz a 12V.
- » Può funzionare con pile da 9V (non incluse).
- » Sistema di pesatura con cella di carico.
- » Classe II.

#Codice	Portata (g)	Divisioni (g)	Dimensioni del piatto (mm)
261016	200	0,01	Ø128
261017	300	0,01	Ø128
261018	500	0,01	Ø128
261019	600	0,01	Ø128
261020	1000	0,01	Ø128
261021	2000	0,01	Ø128
261022	3000	0,1	145 x 160
261023	5000	0,1	145 x 160
261024	6000	0,1	145 x 160



ABS

Bilancia di precisione

Divisioni fino a 50 mg.

Portata fino a 30000 g.

Dimensioni imballo: 165 x 360 x 350 mm

Peso imballo: 8,2 kg



CARATTERISTICHE:

- » Schermo LCD a retroilluminazione con fondo nero e cifre
- » in colore azzurro da 25 mm di altezza.
- » Struttura in ABS.
- » Piatto in acciaio inossidabile.
- » Capacità disponibili: 6 kg o 30 kg.
- » ALTA risoluzione fino a 300000 divisioni.
- » Calibrazione esterna.
- » 5 tasti di funzione duplicati per un più facile utilizzo.
- » Blister protettore.
- » 4 piedini regolabili in altezza.
- » Livella a bolla.
- » Unità di misura: kg o g.
- » Temperatura di funzionamento: 0°C +40°C.
- » Data/Ora/Temperatura.
- » Alimentazione di rete con adattatore AC/DC 220-240Vac 50/60Hz.
- » Batteria interna ricaricabile.
- » Doppio rango di misura.
- » Sistema di pesatura con cella di carico.
- » Classe II

#Codice	Portata (kg)	Divisioni (g)	Dimensioni del piatto (mm)
260067	6	0,05	290 x 215
260066	30	0,1	290 x 215



TH



Bilancia di precisione

Divisioni fino a 100 mg

Portata fino a 5000 g

Dimensioni imballo: 273 x 204 x 58 mm

Peso imballo: 0,6 kg



CARATTERISTICHE:

- » Portate da 500 g e 5000 g.
- » Taratura esterna.
- » Struttura robusta in ABS.
- » Dispone di piedini antiscivolo alla base per un perfetto ancoraggio.
- » Unità di peso: g, oz.
- » Temperatura di esercizio: +5°C +35°C.
- » Alimentazione con 4 pile tipo AA da 1,5V incluse.
- » Caricatore da 220V (optional).
- » Disconnessione automatica.

#Codice	Portata (g)	Divisioni (g)	Dimensioni del piatto (mm)
260104	500	-	Ø150
260102	5000	-	Ø150

Accessori



TAGLIA CAMPIONI 8/9 MM

#Codice
260104

PIATTI PER ANALISI

#Codice
260104

CAVI RS232 PER CONNESSIONE AL PC E STAMPANTE



Descrizione	Lunghezza del cavo
Cavi RS232 per connessione al PC e stampante	1,2 m

* Verificare il cavo secondo il modello di bilancia e stampante



ADATTATORI CROSSOVER



#Codice	Descrizione
580396	Maschio – Femmina
580367	Femmina – Femmina (cambiador de género)
580368	Maschio – Maschio (cambiador de género)

CAMBIAMENTI DI GENERE



#Codice	Descrizione
580395	Maschio – Maschio
580364	Femmina – Femmina

STAMPANTE BTP-R180II / IMP27.4

- » Stampante termica.
- » 230 mm al secondo.
- » 42 colonne.
- » Font dei caratteri 12 x 24.
- » Carta: 72 mm.
- » Taglio carta automatico (parziale o totale).
- » Interfaccia RS232.
- » Dimensioni di ingombro: 146 x 165 x 195.
- » Peso: 3,2 kg.
- » Alimentatore di rete AC/DC 100-240 V 50/60 Hz.



#Codice	Descrizione
630056	Stampante BTP-R180II

MINI STAMPANTE IMP05

- » Dispositivo compatto.
- » Stampante termica.
- » Comprende cavo mini USB a DB9F (0,5 m circa).
- » Versione RS232 e bluetooth.
- » Carta: 57 mm +/- 0,5 mm Ø40 mm.
- » Taglio manuale della carta.
- » Alimentatore da rete AC/DC 100-240V 50/60Hz.
- » Download del Software disponibile nella web.



#Codice	Descrizione
910128	Mini stampante IMP06 RS232
910129	Mini stampante IMP05BT bluetooth
720013	Rotolo di carta da 57 mm per stampante IMP05

ETICHETTATRICE OS-2130D/IMP37

- » Etichettatrice continua con testina termica.
- » Risoluzione 8 punti/mm (203 dpi).
- » 40 colonne.
- » Velocità max. 102 mm/s min. 51mm/s.
- » Innumerevoli font disponibili.
- » Stampa testo, barcode e immagine.
- » Carta: 72 mm di larghezza, min 25,4 mm di larghezza. Lung max. 2.540 mm.
- » Taglio manuale della carta.
- » Interfaccia RS232, USB, cassetto portamonete.
- » Dimensioni generali: 134x228x163 mm.
- » Peso: 1,2 kg.
- » Alimentazione alla rete mediante adattatore AC/DC 100-240V 50/60Hz.
- » Compatibile con dispositivi touch screen e PC.
- » Alimentazione mediante cavo IEC.



#Codice	Descrizione
910036	Etichettatrice OS-2130D
720005	Etichetta termica 60mm x 60mm normale per IMP37

ETICHETTATRICE GODEX

- » Stampante a trasferimento termico / termico diretta.
- » Pannello con display illuminato per una configurazione veloce e intuitiva.
- » Funzionamento autonomo grazie alla connessione per tastiera standard USB.
- » Nastro di trasferimento di 300m di lunghezza.
- » Incluso il software QLabel, completo programma per la progettazione di etichette. Consente la scarico
- » alla stampante dei formati e dei database per operare in modo autonomo, senza bisogno del PC.
- » Etichette fino a 108mm di larghezza.
- » Possibilità di introdurre bar Codice e loghi.
- » Formati di stampa con testi programmabili.
- » Prima di pesare il sistema consente la scelta di un formato memorizzato oppure la confezione i dati richiesti
- » (ingredienti, numero di bolla, codice ...) questo sarà stampato.
- » Orologio-calendario interno. Permette la stampa di data/ ora sullo scontrino.
- » Ingresso dati serie RS232.
- » Interfacce: USB 2.0, serie RS232, Ethernet 10/100 Mbps



#Codice	Descrizione
630047	Etichettatrice GODEX

Stampanti



STAMPANTE BTP-M300D / IMP27



- » 4,7 righe al secondo.
- » Colonne:
- » 40(7x9)/33(9x9); 42(7x9)/35(9x9).
- » Font A (9x9), Font B (7x9), KANJI (16x16).
- » Carta: 76, 69 e 57 mm di larghezza, Ø 83 mm, grammatura da 0,06 a 0,085.
- » Taglio manuale della carta.
- » Interfaccia RS232 con connettore DB25.
- » Dimensioni generali: 242x160x153 mm.
- » Peso netto: 2,95 kg.
- » Alimentazione mediante cavo IEC.
- » Fornita con cavo di serie da DB25 a DB9

#Codice	Descrizione
910034	Stampante orient M300D Negra USB + SERIE
720002	Carta Kimic da 76,5mm x 32m 2 fogli per stampante IMP27
630021	Nastro per stampante IMP27, IMP28 e IMP29

STAMPANTE POS 76 / IMP28



- » Stampante a matrice a 9 aghi.
- » 42 colonne.
- » 4,5 righe al secondo.
- » Font caratteri: 7x9 e 9x9.
- » Tipo di font: IBM character set 2.
- » Carta: 76 mm di larghezza, Ø 75 mm, grammatura da 0,06 a 0,085.
- » Taglio manuale della carta.
- » Interfaccia serie.
- » Dimensioni generali: 160x248x142 mm.
- » Peso: 1,6 kg.
- » Alimentazione mediante cavo IEC

#Codice	Descrizione
910035	Stampante SRP POS76II
720003	Carta Kimic da 76,5 mm x 16 m 3 fogli per IMP28
630021	Nastro per stampante IMP27, IMP28 e IMP29

STAMPANTE TM-U220 / IMP29



- » Stampante a matrice a 9 aghi.
- » 4,7 righe al secondo.
- » 42 colonne.
- » Font dei caratteri: 7 x 9 e 9 x 9.
- » Carta: 57,5, 69,5, 76 mm di larghezza, Ø 83 mm, grammatura da 0,06 a 0,085.
- » Taglio manuale della carta.
- » Interfaccia RS232.
- » Dimensioni di ingombro: 160 x 286 x 157,5 mm.
- » Peso: 2,7 kg.
- » Alimentatore di rete AC/DC 100-240 V 50/60 Hz

#Codice	Descrizione
630047	Stampante TM-U220
630021	Nastro per stampante IMP27, IMP28 e IMP29

MATERIALE

- » Pesi in acciaio inox con costruzione monoblocco per evitarne la perdita e lo sganciamento in caso di urto accidentale.

TRASPORTO

- » I pesi cilindrici di precisione in acciaio inox sono facilmente trasportabili grazie all'accessorio porta pesi rivestito in plastica.

STOCCAGGIO

- » Custodia individuale in plastica per uno stoccaggio durevole, con opzione di una custodia in alluminio per una maggiore sicurezza.



#Codice Pesi F1	Portata	#Codice ENAC F1	#Codice Astucci individuali
260031	1g	901047	910095
260032	2g	901048	910096
260033	5g	901049	910091
260034	10g	901050	910104
260035	20g	901051	910097
260036	50g	901052	910098
260037	100g	901053	910098
260038	200g	901054	910106
260039	500g	901055	910003
260040	1kg	901056	910004
260041	2kg	901057	910005
260042	5kg	901058	910006
260043	10kg	901059	910007

#Codice Pesi M1	Portata	#Codice ENAC M1	#Codice Astucci individuali
260018	1g	260018	910095
260019	2g	260019	910096
260020	5g	260020	910091
260021	10g	260021	910104
260022	20g	260022	910097
260023	50g	260023	910098
260024	100g	260024	910098
260025	200g	260025	910106
260026	500g	260026	910003
260027	1kg	260027	910004
260028	2kg	260028	910005
260029	5kg	260029	910006
260030	10kg	260030	910007

#Codice	Descrizione
910001	Accessorio portapesi 10 kg



Set di pesi

M1-F1. PESI CILINDRICI IN ACCIAIO INOSSIDABILE SET IN SCATOLA DI ALLUMINIO



MATERIALE

Pesi in acciaio inox con costruzione monoblocco per evitarne la perdita e lo sganciamento in caso di urto accidentale.

TRANSPORTO

Il set di pesi cilindrici di precisione in acciaio inox è facilmente trasportabile grazie alla custodia in alluminio di cui sono forniti. La custodia comprende guanti e pinzette per la movimentazione dei pesi più piccoli.

STOCCAGGIO

Set di pesi contenuti in una custodia di alluminio per un facile stoccaggio e un ulteriore livello di protezione.

M1

#Codice	Portata
260044	1mg-500mg
260045	1g-100g
260046	1g-200g
260047	1g-500g
260048	1g-1kg
260049	1g-2kg
260050	1g-5kg
260051	1g-10kg

#Codice ENAC M1

901039
901040
901041
901042
901043
901044
901045
901046

F1

#Codice	Portata
260052	1mg-500mg
260053	1g-100g
260054	1g-200g
260055	1g-500g
260056	1g-1kg
260057	1g-2kg
260058	1g-5kg
260059	1g-10kg

#Codice ENAC F1

901067
901068
901069
901070
901071
901072
901073
901074

M1. PESI CILINDRICI IN ACCIAIO CROMATO SET IN SCATOLA DI ALLUMINIO



MATERIALE

Pesi in acciaio cromato con costruzione monoblocco per evitarne la perdita e lo sganciamento in caso di urto accidentale.

TRANSPORTO

Il set di pesi cilindrici di precisione cromati è facilmente trasportabile grazie alla custodia in alluminio di cui sono forniti. La custodia comprende guanti e pinzette per la movimentazione dei pesi più piccoli.

STOCCAGGIO

Set di pesi contenuti in una custodia di alluminio per un facile stoccaggio e un ulteriore livello di protezione.

TARATURA

Presenza di una cavità superiore per il mantenimento del peso che consente una corretta taratura.

M1

#Codice	Portata	#Codice ENAC M1
260905	1mg-500mg	901039
260906	1g-100g	901040
260907	1g-200g	901041
260908	1g-500g	901042
260909	1g-1kg	901043
260910	1g-2kg	901044
260911	1g-5kg	901045
260912	1g-10kg	901046

CONFIGURAZIONE DEI SET DI PESI SECONDO I MODELLI

Pesi											
Juegos	1 mg	2 mg	5 mg	10 mg	20 mg	50 mg	100mg	200mg	500mg		
1 mg - 500 mg	1	2	1	1	1	2	1	1	2	1	
Pesi											
Juegos	1 g	2 g	5 g	10 g	20 g	50 g	100 g	200 g	500g	1 kg	2 kg
1 g - 100 g	1	2	1	1	2	1	1				
1 g - 200 g	1	2	1	1	2	1	1	2			
1 g - 500 g	1	2	1	1	2	1	1	2	1		
1 g - 1 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	
1 g - 2 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
1g - 5 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2
1g - 10 kg	1	2	1	1	2	1	1	2	1	1	2

MATERIALE

Pesi in acciaio cromato con costruzione monoblocco per evitarne la perdita e lo sganciamento in caso di urto accidentale.

TRANSPORTO

I pesi cilindrici di precisione più grandi consentono un facile trasporto grazie all'accessorio porta pesi.

STOCCAGGIO

Custodia individuale in plastica per uno stoccaggio durevole, con opzione di una custodia in alluminio per una maggiore sicurezza.

TARATURA

Presenza di una cavità superiore per il mantenimento del peso che consente una corretta taratura.

Pesi di precisione M1
Cilindrici in acciaio cromato

Portata da 1 g
a 20 kg



Portata	Pesi M1 #Codice	ENAC M1 #Codice	Astucci individuali #Codice
1g	260881	901019	910095
2g	260882	901020	910096
5g	260883	901021	910091
10g	260884	901022	910104
20g	260885	901023	910097
50g	260886	901024	910098
100g	260887	901025	910098
200g	260888	901026	910106
500g	260889	901027	910003
1kg	260900	901028	910004
2kg	260901	901029	910005
5kg	260902	901030	910006
10kg	260903	901031	910007
20kg	260904	901032	910008



#Codice	Descrizione
910001	Accessorio portapesi 10 kg

Certificati

LABORATORIO DI TERATURA GIRLAB

I prodotti per la pesatura richiedono una calibrazione molto precisa, per questo Giropès dispone di un team di controllo qualità e di un laboratorio con tecnici specializzati che lavorano per poter rilasciare dei prodotti adatti alla metrologia legale.



Giropes SL dispone degli standard di qualità ISO9001 e ISO17025. Il suo sistema di qualità, verificato da un organismo notificato, gli consente di effettuare le verifiche CE del prodotto e di rilasciare certificati ENAC per la taratura di pesi e bilance.

LABORATORIO DI VERIFICA

- » Ai sensi della legislazione in vigore, gli strumenti, le apparecchiature, le risorse e i sistemi di misurazione potranno essere fabbricati, importati, commercializzati o utilizzati previo superamento del relativo controllo metrologico.
- » Giropès vanta un laboratorio di verifica nel quale vengono effettuati tutti i controlli metrologici sugli strumenti di misurazione.

CERTIFICATI DI METROLOGIA LEGALE

- » Il Laboratorio di verifica degli strumenti di pesatura di GIROPES è autorizzato dal dipartimento dell'industria del la Generalitat in qualità di Ente di Verifica Ufficiale per eseguire il controllo metrologico nelle fasi di verifica post riparazione o modifica e di verifica.

TARATURE

- » Giropes mette a disposizione dei propri clienti la realizzazione di tarature per ogni tipo di strumento di pesatura, sia per uso legale e commerciale sia per gli strumenti utilizzati nei processi di produzione e logistica.
- » Giropes dispone, all'interno delle sue strutture, del laboratorio Girlab, accreditato per il rilascio dei certificati ENAC per la taratura di pesi e bilance.
- » Il laboratorio ha l'accreditamento ISO 17025 che dimostra la competenza, l'imparzialità e la capacità di un laboratorio.
Il laboratorio di taratura e prova Girlab Giropes è stato accreditato dall'ENAC per il rilascio di tali certificati per pesi e bilance con una gamma di precisione molto ampia.

PESI

- » Per i pesi, Giropes è accreditato a rilasciare certificati per le classi M1 e F1. A seconda della classe Giropes è possibile emettere certificati in un intervallo di precisione o in un altro.

Classe M1: fino a 2.000 kg.

Classe F1: tra 1 mg e 20 kg.

BASCULE E BILANCE

- » Per quanto riguarda le bascule e le bilance, Giropes è accreditata a rilasciare certificati per bilance di precisione con 5 decimali e bascule fino a 150.000 kg.

* Per un elenco dettagliato delle capacità disponibili, consultate il nostro reparto qualità.

Oltre ai certificati di qualità ottenuti attraverso il laboratorio Girlab, Giropes gestisce altri certificati di taratura ISO ed ENAC.

L'impegno di Giropès con la qualità dei processi e prodotti è completo, in quanto disponiamo di procedure avanzate di qualità applicate nel corso dell'intero processo di fabbricazione, nella selezione dei prodotti e delle certificazioni a livello nazionale e internazionale.

LE DIVERSE AZIONI CHE SI SVOLGONO SONO LE SEGUENTI:

1. Valutazione continua di tutti i fornitori, sulla qualità del prodotto e sul servizio offerto.
2. Si richiedono certificati di qualità delle materie prime con le quali si lavorerà successivamente.
3. Prima del lancio di un prodotto, si prova per assicurare che il suo funzionamento sia quello adeguato e che risulti conforme alle normative.
4. Si esegue un controllo di qualità all'origine: Prima di accettare l'uscita di un materiale che sarà commercializzato, il fornitore deve riempire un modulo con le specifiche.

Tutti i prodotti sono calibrati e controllati secondo la richiesta dei nostri clienti e vengono controllati prima della spedizione.

Tutte queste misure si adottano con l'obiettivo di garantire ai nostri clienti prodotti e servizi di qualità.

LA CERTIFICAZIONE ENAC HA I SEGUENTI EQUIVALENTI A SECONDA DEL PAESE:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| » ACCREDITA (Italia) | » Akkreditierung (Austria) |
| » UKAS (UK) | » BELAC (Belgio) |
| » COFRAC (Francia) | » RvA (Paesi Bassi) |
| » DAKKS (Germania) | » IPAC (Portogallo) |
| » NVLAP e A2LA (USA) | » INAB (Irlanda) |
| » NATA (Australia) | » DANAK (Danimarca) |

* L'elenco completo delle organizzazioni, suddivise per paese, è disponibile all'indirizzo www.ilac.org

ENAC CERTIFICATI UFFICIALI BILANCE

	TARATURA #Codice	RICALIBRAZIONE #Codice
BILANCE DI LABORATORIO E DI PRECISIONE (CLASSE I) MAX 1.000.00 DIV.		
Max ≤ 5 kg	900039	R900039
> 5 kg	901010	R901010
BILANCE DI LABORATORIO E DI PRECISIONE (CLASSE II)		
Max ≤ 5 kg	901011	R901011
> 5 kg	901012	R901012
RICALIBRAZIONE		
		#Codice
PREPARACIÓN DE LAS BALANZAS	-	901018

	#Codice TARATURA		#Codice RICALIBRAZIONE	
Portata	M1	F1	M1	F1
1g	901019	901047	R901019	R901047
2g	901020	901048	R901020	R901048
5g	901021	901049	R901021	R901049
10g	901022	901050	R901022	R901050
20g	901023	901051	R901023	R901051
50g	901024	901052	R901024	R901052
100g	901025	901053	R901025	R901053
200g	901026	901054	R901026	R901054
500g	901027	901055	R901027	R901055
1kg	901028	901056	R901028	R901056
2kg	901029	901057	R901029	R901057
5kg	901030	901058	R901030	R901058
10kg	901031	901059	R901031	R901059
20kg	901032	901060	R901032	R901060

Portata	#Codice TARATURA		#Codice RICALIBRAZIONE	
	M1	F1	M1	F1
1mg-500mg	901039	901067	R901039	R901067
1g-100g	901040	901068	R901040	R901068
1g-200g	901041	901069	R901041	R901069
1g-500g	901042	901070	R901042	R901070
1g-1kg	901043	901071	R901043	R901071
1g-2kg	901044	901072	R901044	R901072
1g-5kg	901045	901073	R901045	R901073
1g-10kg	901046	901074	R901046	R901074

RICALIBRAZIONE - PREPARAZIONE, CONDIZIONAMENTO E REGOLAZIONE NELLA TARATURA DEL PESO

PREPARAZIONE DEI PESI

	#Codice
Peso individuale	901001
Kit pesi	901002
Marcatura individuale del peso	901003
Valigetta per la marcatura kit	901004

*Marcatura laser per pesi $\geq 50g$

SERVIZI FORNITI SU RICHIESTA

Altri lavori di condizionamento del peso (ad es. pulizia ad acqua, marcatura, riparazione, imballaggi speciali, ecc.)	901000
Regolazione, per peso, disponibile solo per pesi con camera di regolazione a piombo (M1-M2)	901005

SECONDA TARATURA DOPO LA REGOLAZIONE DI SOSTITUZIONE, PER PESO

Classe M1-M2	901007
--------------	--------

* Servizio di calibrazione e ricalibrazione per i pesi dei marchi Giropes e Baxtran. Qualora i pesi non appartenessero a questi due marchi, sarà necessario studiare un preventivo differente. *Altri servizi possono essere valutati in base al budget.

nuovo

è un marchio de GIROPES
20 anni di esperienza

GIROPES

Baxtran è un marchio consolidato, Giropés specializzato in bilance e strumenti di pesatura. Offriamo un'ampia gamma di prodotti di pesatura per qualsiasi necessità nei vari settori commerciali, industriali e per la casa.

La gamma Baxtran comprende dalle bilance da laboratorio con una precisione di 0,0001 g ai ganci di pesatura per gru con capacità pari a 30.000 kg.

nuovo



Il nostro obiettivo è offrire soluzioni per le esigenze di pesatura dei nostri clienti migliorando la loro produttività con la minore manutenzione possibile e ottenendo la migliore efficienza grazie all'ottimizzazione del design dei nostri prodotti.

L'impegno nei confronti della qualità di Giropès è completo, anche con il marchio Baxtran. Disponiamo di processi avanzati di qualità applicati a tutto il processo di fabbricazione e di certificazione a livello nazionale e internazionale.

Impegno totale nei confronti della qualità, tecnologia all'avanguardia e una rinomata attività in fase di sviluppo e innovazione per offrire le migliori soluzioni di attrezzature di pesatura per qualsiasi settore.

Baxtran, in quanto marchio di Giropès, gode di tutti i miglioramenti sviluppati dal nostro team di ricerca e sviluppo.

L'investimento nel settore di ricerca e sviluppo degli ultimi anni ha rappresentato il 5% del fatturato annuale. La visione dell'impresa, attraverso la pianificazione strategica dello sviluppo del prodotto e della propria organizzazione, ricerca l'approccio proattivo alle necessità dei nostri clienti e il miglioramento dell'attività economica.

L'impegno, innovazione e la qualità di Giropès hanno portato, in tutti questi anni, i distributori e i clienti di oltre 35 paesi a fidarsi del marchio per continuare a crescere di pari passo.





HORECA

Commercializziamo attrezzature di pesatura nel settore della ristorazione e del catering per i processi di preparazione e distribuzione. È disponibile una gamma completa di bilance da tavolo e da pavimento che permettono di ottenere la massima efficienza e competitività in un settore dalle elevate esigenze.

Utilizzate in cucina o in qualunque altra situazione in cui si debba pesare materiale di piccolo volume. Bilance di dimensioni ridotte per facilitarne il trasporto e occupare uno spazio minimo sul piano di lavoro.



RETAIL

Bilance per esercizi di piccole e medie dimensioni con certificato di vendita. Nel nostro catalogo sono disponibili diversi modelli per soddisfare un'ampia gamma di esigenze a seconda delle necessità dei negozi. Inoltre, sono disponibili tutti i tipi di pesatrici e bilance per i processi interni del settore.

Utilizzate dai fruttivendoli, nei supermercati e nei mercati ambulanti. Doppio display e dimensioni ridotte per facilitarne il trasporto e occupare uno spazio minimo sul bancone.



DISPLAY TATTILE

Gamma di bilance e indicatori tattili per diversi settori e usi con molteplici applicazioni e un'operativa totalmente intuitiva.

Baxtran propone bilance per vendite al dettaglio e di semplice utilizzo per migliorare il servizio offerto ai clienti. Per il settore industriale e logistico, scegli i nostri indicatori e le nostre bilance con display tattile per pesare, contare i prodotti e controllare le pesate.



INDUSTRIA

Ampio assortimento di attrezzature di pesatura, tra cui indicatori di peso e pesatrici con diverse misure e capacità per rispondere alle esigenze del cliente e adattarsi agli spazi disponibili. Il nostro team tecnico e commerciale ha creato un catalogo a un prezzo conveniente adatto alla maggior parte degli usi e dei processi in diversi settori.

Utilizzate dalle industrie per pesare gli ingressi, gli articoli e le uscite di materiali come componenti, perdite e articoli finiti.



MAGAZZINO LOGISTICA

Attrezzature di pesatura per tutte le necessità logistiche. Dalla ricezione, allo stoccaggio e alla movimentazione all'interno di uno stesso magazzino fino al consumo dei materiali.

Bilance, pesatrici, transpallet, ganci e altre attrezzature per rendere più agile e precisa la gestione dei magazzini, i processi di ricezione e gestione degli ordini e la distribuzione.



LABORATORIO MISCELA VERNICE

Bilance da laboratorio per i controlli di qualità e il campionamento o le miscele di prodotti. Il nostro catalogo include diverse bilance di precisione e analitiche per un controllo del peso dettagliato ottimale per i laboratori, i processi di qualità del settore o le università.

Ottimo per laboratori, per processi di qualità nelle industrie o nelle università, per processi di controllo sulla qualità o processi produttivi.



www.baxtran.com

